



5226,  
5235**5226/5236. Handske Touch N Tuff™**

Art.nr.	Storlek	Foder
5226.06	6,5–7	Puderfri
5226.07	7,5–8	Puderfri
5226.08	8,5–9	Puderfri
5226.09	9,5–10	Puderfri
5235.06	6,5–7	Pudrad
5235.07	7,5–8	Pudrad
5235.08	8,5–9	Pudrad
5235.09	9,5–10	Pudrad

**Touch N Tuff™**


- Handske i Nitril
- Endast 0,12 mm tjock.
- Känns som en andra hud  
– förvånansvärt god passform.
- Förorenar inte produkten, irriterar inte huden.
- Tre gånger bättre punkteringsmotstånd än engångshandskar i latex och vinyl.

**Specifikationer**

<i>Foder</i>	Pudrad/puderfri engångshandske
<i>Ytstruktur</i>	Lozenge
<i>EN-storlek</i>	6,5–7, 7,5–8, 8,5–9, 9,5–10
<i>Längd</i>	240 mm
<i>Tjocklek</i>	0,12 mm
<i>Färg</i>	Grön

**Förpackning**

100 handskar per dispenser,  
10 dispensers per kartong



5212

**5212. Latexhandske Accu Tech**

Art.nr.	Storlek
5212.06	6
5212.065	6,5
5212.07	7
5212.075	7,5
5212.08	8
5212.085	8,5
5212.09	9

**Accu Tech™**

- 100% naturgummi, opudrad
- Extratunn för maximal flexibilitet.
- Anatomisk utformad med perfekt passform.
- Slät krage som lätt kan dras över klädesplagg
- Bisque mönstrad för bättre fingerkänsla och grepp

**Specifikationer**

<i>Foder</i>	Opudrad, osteriliserad
<i>Ytstruktur</i>	Bisque
<i>EN-storlek</i>	6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9
<i>Längd</i>	300 mm
<i>Tjocklek</i>	0,20 mm i fingrarna, 025 mm i kragen
<i>Färg</i>	Natur

**Förpackning**

1 par som ligger i ett  
polyetenfodral,  
200 par per kartong





## NeoTouch®

- Är den första handsken i neopren till industrin
- Puderfri
- Latexfri materialsammansättning.
- Innerbeläggning av polyuretan
- Greppmönster på fingertopparna
- Denna handske ger en komfort som är likvärdig latexhandskar och överlägsen andra syntethandskar

### 5207. Handske NeoTouch®


Art.nr	Storlek	Foder
5207.06	6,5-7	Opudrad
5207.07	7,5-8	Opudrad
5207.08	8,5-9	Opudrad
5207.09	9,5-10	Opudrad

#### Specifikationer

<i>Foder</i>	Opudrad, Polyuretan
<i>EN-storlek</i>	6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10
<i>Längd</i>	240 mm / 290 mm
<i>Tjocklek</i>	0.13 mm
<i>Färg</i>	Ljus grön

#### Förpackning

100 handskar per ask,  
10 askar per kartong.



## Conform™ +

- Den svala och bekväma känslan av naturgummi.
- Lätt och flexibel – tre storlekar som passar alla händer.
- Ekonomiskt alternativ.
- Beständig mot syror, baser, alkoholer och utspädda vattenlösningar av de flesta kemikalier.

### 5208. Handske i naturgummi

Art.nr.	Storlek
5208.S	5,5–6,5
5208.M	7–8,5
5208.L	9–10,5

#### Specifikationer

<i>Foder</i>	Pudrad, osteriliserad
<i>EN-storlek</i>	5,5–6,5, 7–8,5, 9–10,5
<i>Längd</i>	240 mm
<i>Tjocklek</i>	0,12 mm
<i>Färg</i>	Natur

#### Förpackning

100 handskar per dispenser,  
10 dispensers per kartong



**CE 0493**



## Dura Touch™

- Pudrad engångshandske i vinyl av högsta kvalitet.
- Inga sömmar som kan spricka eller gå upp.
- Ett mycket ekonomiskt alternativ där handskar ofta byts.
- Passar båda händerna.

### 5206. Handske i vinyl

Art.nr.	Storlek
5206.S	6-6,5
5206.M	7-7,5
5206.L	8-8,5
5206.XL	9-9,5

### Specifikationer

<i>Foder</i>	Pudrad, osteriliserad
<i>EN-storlek</i>	6-6,5, 7-5,5, 8-8,5, 9-9,5
<i>Längd</i>	235 mm
<i>Tjocklek</i>	0,12 mm
<i>Färg</i>	Natur


### Förpackning

100 handskar per dispenser,  
10 dispensers per kartong



CE 0493

5221



## Duzmor™ Plus

- En lätt ofodrad handske av 100 % naturgummi.
- Endast 0,43 mm tjock vilket ger utmärkt fingerkänsla.
- Minskad risk för allergiska reaktioner.
- Klorerad in- och utsida.

### 5221. Handske, Duzmor™ Plus, naturgummi

Art.nr.	Storlek
5221.07	6,5-7
5221.08	7,5-8
5221.09	8,5-9
5221.10	9,5-10

### Specifikationer

<i>Foder</i>	Ovelouriserad, klorerad
<i>Ytstruktur</i>	Fishscale
<i>EN-storlek</i>	6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10
<i>Längd</i>	305 mm
<i>Tjocklek</i>	0,43 mm
<i>Färg</i>	Natur

### Förpackning

144 par per kartong



CE 0493



## Bi-Color™

- Ofodrad slitstark handske med rutmönstrad greppyta.
- Dubbeldoppning ger dubbelt skydd.
- Neprenöverdoppat naturgummi skyddar mot många olika kemikalier.
- Hög beständighet mot salter, rengöringsmedel och ketoner.
- Specialbehandlad för att minska risken för allergiska reaktioner.
- Naturlig passform för bästa komfort och fingerkänsla.

### 5213. Handske Bi-Color™

Art.nr.	Storlek
5213.07	6,5–7
5213.08	7,5–8
5213.09	8,5–9
5213.10	9,5–10
5213.11	10,5–11

### Specifikationer

<i>Foder</i>	Velouriserad
<i>Ytstruktur</i>	Lozenge
<i>EN-storlek</i>	6,5–7, 7,5–8, 8,5–9, 9,5–10, 10,5–11
<i>Längd</i>	323 mm
<i>Tjocklek</i>	0,68 mm
<i>Färg</i>	Grön/Gul

### Förpackning

144 par per kartong



CE 0493



## Sol-Vex™

- Den framgångsrikaste nitril-handsken under det senaste årtiondet.
- Måttstocken för skydd mot kemikalier.
- Utmärkt kombination av mekaniskt skydd och kemikalieresistens.
- Bekväm och slitstark nitrilblandning.
- ISO 9002-certifierad.

### 5201. Handske Sol-Vex plus nitril

Art.nr.	Storlek
5201.06	6
5201.07	7
5201.08	8
5201.09	9
5201.10	10

### Specifikationer

<i>Foder</i>	Ovelouriserad/velouriserad
<i>Ytstruktur</i>	Omvänd Lozenge/Sandpatch
<i>EN-storlek</i>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Längd</i>	330 mm eller 480 mm
<i>Tjocklek</i>	0,28–0,425 mm
<i>Färg</i>	Grön

### Förpackning

144 par per kartong



CE 0493

5216



## Greenfit™ Plus

- Tillverkad av en ny nitrilblandning som kombinerar alla nitrilens egenskaper med naturgummihandskens komfort och fingerkänsla.
- Innehåller inget naturgummi.
- Den idealiska handsken för känslig hud och långa användningsperioder.
- Velouriserad, flexibel och bekväm handske för medeltungt arbete.
- Naturlig passform för bästa komfort och fingerkänsla.
- Utmärkt fingerkänsla i alla temperaturer, stelnar inte.

### 5216. Handske Greenfit Plus nitril

Art.nr.	Storlek
5216.S	7
5216.M	8
5216.L	9
5216.XL	10

### Specifikationer

<i>Foder</i>	Velouriserad
<i>Ytstruktur</i>	Lozenge
<i>EN-storlek</i>	7, 8, 9, 10
<i>Längd</i>	300 mm
<i>Tjocklek</i>	0,30 mm
<i>Färg</i>	Grön

### Förpackning

144 par  
per kartong



CE 0493

## PVA™

- Med sin polyvinylalkoholbeläggning är denna handske överlägsen de flesta andra kemikaliebeständiga handskar.
- Tillhör de få handskar som lämpar sig för hantering av starka organiska lösningsmedel.
- Motstår aromatiska och klorerade lösningsmedel.
- Mjukt, tvådelat, stickat foder.

5317



### 5317. Handske PVA

Art.nr.	Storlek
5317.30.08	8
5317.30.09	9
5317.35.09	9
5317.35.10	10

### Specifikationer

<i>Foder</i>	Helbelgad
<i>Ytstruktur</i>	Kragmodell
<i>EN-storlek</i>	8, 9, 10
<i>Längd</i>	305/355 mm

### Förpackning

12 par per kartong



### Varning!

Använd inte i vatten eller  
vattenbaserade lösningsmedel!

CE 0493

5233



## Barrier™

- De nya Barrier-handskarna är kemikaliebeständiga handskar med handspecifikt och ergonomiskt utförande och helt, non-woven foder som absorberar och avleder handsvett och därmed ger svalare och bekvämare passning.
- Tre nya teknologier kombinerade.
- Skydd mot ett brett spektrum av kemikalier.
- Överlägsen användaracceptans.
- Förbättrad konstruktion

### Specifikationer

<i>EN-storlek</i>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<i>Längd</i>	380–410
<i>Tjocklek</i>	0,062 mm

### Förpackning

Ett par per polypåse, 12 par per låda,  
6 lådor per kartong (totalt 72 par)



CE 0493

### 5233. Handske Barrier

Art.nr.	Storlek
5233.06	6
5233.07	7
5233.08	8
5233.09	9
5233.10	10
5233.11	11

## Neox™

- Utmärkt neoprenhandske som är beständig mot ett brett spektrum av kemikalier.
- Gott motstånd mot alla mekaniska risker.
- Lämplig för kortvarig hantering av varma vätskor.
- Flera gånger överlägsen andra neoprenhandskar. Tillverkningskvalitet garanteras.
- Bekväm anatomisk passform med formböjda fingrar



5314

### 5314. Handske Neox™, neopren

Art.nr.	Storlek	Längd
5314.30	10	300
5314.45	10	450
5314.78	10	780

### Specifikationer

<i>Foder</i>	Helbelagd; lätt/standard/ Hi-Lo temperatur
<i>Ytstruktur</i>	Kragmodell
<i>EN-storlek</i>	10
<i>Längd</i>	300/450/780 mm
<i>Färg</i>	Svart

### Förpackning

12, 36 eller 72 par per kartong



CE 0493



5314.78



## ThermaPrene™

- Kombinerar neoprenandskarnas flexibilitet och kemiska motstånd med komforten och värmebeständigheten hos ett mjukt termofoder.
- Uttagbart foder
- Utmärkta mekaniska och kemiska egenskaper
- Skyddar vid kortvarig kontakt med varma föremål upp till 180°C.

### 5237. Handske ThermaPrene™

Art.nr	Storlek
5237.08	8
5237.10	10

#### Specifikationer

Foder	Helbelagd med isolerat foder
Ytstruktur	Neoprenbeläggning
EN-storlek	8, 10
Längd	305 mm eller 660 mm
Färg	Svart



5500, 5501

## 5500/5501. Handske Crusader Flex™

Art.nr.	Storlek	Längd
5500.09	9	255 mm
5500.10	10	255 mm
5501.09	9	355 mm
5501.10	10	355 mm



## Crusader Flex™

- Utmärkt skydd mot värme – med fullständigt skydd för hand och handled.
- Utomordentlig slitstyrka: definitivt överlägsen 24 oz. bomull- och frottévantar.
- Ersätter allt oftare andra värmeskyddshandskar och är dessutom flexibel och greppsäker – och ger mer valuta för pengarna.
- En unik process sammanfogar en slitstark nitrilbeläggning med ett speciellt fodermaterial.
- Asbetsfri.

#### Specifikationer

Foder	Helbelgad
Ytstruktur	Kragmodell
EN-storlek	9, 10
Längd	240 mm, 330 mm

#### Förpackning

12 par per kartong



5230



## Vitoject™

- Tillverkad av 100 % Viton med hög kemisk resistens. Oundgänglig vid arbeten med aromatiska kolväten, bränslen och frätande syror.
- En skyddshandske från KCL av hög kvalitet.

### 5230. Vitonhandske KCL

Art.nr.	Storlek
5230.09	9
5230.10	10
5230.11	11

#### Specifikationer

<i>Foder</i>	Viton
<i>Ytstruktur</i>	Rullad krage
<i>EN-storlek</i>	9, 10, 11
<i>Längd</i>	350 mm
<i>Tjocklek</i>	0,70 mm
<i>Färg</i>	Svart

#### Förpackning

20 par per kartong



CE 0493

## Butoject™

- En utmärkt handske för extrem kemisk belastning vid arbete med estrar och ketoner.
- Tillverkad med den miljövänliga Vulcoject-teknologin.
- Gastät och mycket flexibel vid låga temperaturer samt god ozonresistens.



5232

### 5232. Butylhandske KCL

Art.nr.	Storlek
5232.08	8
5232.09	9
5232.10	10
5232.11	11



CE 0493

#### Specifikationer

<i>Foder</i>	Butyl
<i>Ytstruktur</i>	Rullad krage
<i>EN-storlek</i>	8, 9, 10, 11
<i>Längd</i>	350 mm
<i>Tjocklek</i>	0,70 mm
<i>Färg</i>	Svart

#### Förpackning

20 par per kartong

211

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

**5083. Labvante, noppor**

Art.nr.	Storlek
5083.07	7
5083.08	8
5083.09	9
5083.10	10

**5083**



**5405. Tunn innervante, bomullstrikä**

Art.nr.	Storlek
5405.D	dam
5405.H	herr



**5401. Bågarvante, bomull med PVC-noppor**

Art.nr.	Storlek
5401.085	8,5
5401.10	10

**5217. PE-handske, enkla skyddshandskar av polyeten, påsar om 50 par**

Art.nr	Storlek
5217.S	S
5217.M	M
5217.L	L



**1310. Ansiktskydd skyddsytta 412 x 195 mm**

Art.nr 1310



**1311.01**

**1311.01 Skyddsglasögon, SR58, för skydd mot kemikaliestänk, svängd siktskiva av slagtålig polykarbonat.**

Tillverkade helt i plast med justerbaraskalmar. Frontstycke och linser i splitterfri polykarbonat. Stort synfält. Sidoskydd. Vikt: 40 gram.

Art.nr 1311.07