

640

**640. Y-rör, PP**

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
640.464	4	2,0	20
640.465	6	2,7	20
640.466	8	4,6	20
640.467	10	5,5	20
640.468	12	7,3	20
640.525	14	9,7	20
640.526	16	11,9	20

641

**641. L-rör, PP**

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
641.1250	4	1,3	20
641.1251	6	2,5	20
641.1252	8	4,5	20
641.1253	10	6,0	20
641.1254	12	8,0	20
641.1255	14	10,5	20
641.1256	16	11,6	20

642

**642. Kryssrör, PP**

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
642.1410	3,5	1,5	20
642.1411	6,0	2,7	20
642.1412	8,0	4,6	20
642.1413	10,0	7,0	20
642.1414	12,0	8,0	20
642.1415	13,5	9,5	20
642.1416	16,0	11,6	20

148

Order order@noaxlab.se

• Mått i mm •

643. Skarvrör, PE, delbara

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
643.434	4-6	1,6	20
643.435	6-8	2,7	20
643.436	8-10	3,6	20
643.535	10-12	5,5	20
643.536	12-14	7,3	20
643.537	14-16	8,8	20

643

**644. T-rör, PP**

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
644.459	4	1,6	20
644.460	6	2,8	20
644.461	8	4,4	20
644.462	10	6,3	20
644.463	12	8,2	20
644.520	14	10,0	20
644.521	16	12,1	20

644

**645. Trevägsrör, PP**

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
645.527	4-6	1,5	20
645.528	6-8	2,7	20
645.529	8-10	4,7	20
645.530	10-12	5,5	20
645.531	12-14	7,6	20
645.532	14-16	9,6	20

645

**646. Skarvrör, PP**

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
646.510	4	2,0	20
646.511	6	3,5	20
646.512	8	4,5	20
646.513	10	6,5	20
646.514	12	8,5	20
646.515	16	10,5	20
646.04	4		20
646.07	7		20
646.10	10		20

646



Beställ varuprov
kostnadsfritt!
– storlek 100 ml

Du vinner mycket på att
köpa hela förpackningar!

Fabriksförpackade varor
öppnas först hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk för felaktiga leveranser
- mindre risk för skadade varor



644.5372

644. T-rör, PE kraftig typ


Art.nr.	För slang	Hål	Längd	Antal/fp
644.5371	3/8"	7	74	20
644.5372	1/2"	9	79	20
644.5373	5/8"	13	84	20
644.5374	3/4"	15	89	20
644.5377	3/4"-1/2"-3/4"	15-9-15	89	20



640.5354

640. Y-rör, PE, kraftig typ

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
640.5353	3/8"	7	20
640.5354	1/2"	9	20



641.5392

641. L-rör, PE kraftig typ

Art.nr.	För slang	Hål	Längd	Antal/fp
641.5392	1/2"	9	46	20
641.5393	3/4"	15	54	20

647.5365

**647. Skarvrör, förminskande/förstorande**

Art.nr.	För slang från till	Hål	Antal/fp
647.5365	3/4"-1/2"	9	20
647.5366	1/2"-3/8"	7	20
647.877	4-8 / 8-12	1,6-4,6	20
647.878	4-8 / 12-16	4,6-7,5	20
647.879	8-12 / 12-16	4,6-7,5	20
647.407	4-7		20
647.410	4-10		20
647.710	7-10		20



646.5362

646. Skarvrör, PE kraftig typ

Art.nr.	För slang	Hål	Längd	Antal/fp
646.5361	3/8"	7	45	20
646.5362	1/2"	9	74	20
646.5363	3/4"	15	74	20
646.5364	1"	20	84	20



649

649. Mutter, PE

Art.nr.	Gänga	Tjocklek	Antal/fp
649.5271	R 3/8"	6,5	20
649.5272	R 1/4"	7	20
649.5273	R 1/2"	8	20
649.5274	R 3/4"	8	20
649.5275	R 1"	9	20

648.5301



648.5312



648.5312



648.5321



648.5331

**648. Slangnippel, PE**

Art.nr.	Gänga	Typ	För slang	Hål	längd	Antal/fp
648.5311	R 1/2"	utvändig	3/8"	7	44	20
648.5312	R 1/2"	utvändig	1/2"	9	48	20
648.5313	R 3/4"	utvändig	1/2"	9	50	20
648.5314	R 3/4"	utvändig	5/8"	13	50	20
648.5316	R 1"	utvändig	3/4"	15	52	20
648.5317	R 1 1/4"	utvändig	1"	22	60	20
648.5413	R 3/8"	utvändig	1/2"	9	55	20
648.5414	R 1/2"	utvändig	3/4"	15	55	20
648.5415	R 3/4"	utvändig	1"	19	67	20
648.5321	R 1/2"	invändig	3/8"	7	46	20
648.5323	R 3/4"	invändig	1/2"	9	50	20
648.5324	R 3/4"	invändig	5/8"	13	50	20
648.5326	R 1"	invändig	3/4"	15	52	20
648.5401	R 3/4"	invändig	1/2"	9	31	20 vinklad
648.5402	R 3/4"	invändig	1/2"	9	38	20 vinklad
648.5403	R 1"	invändig	3/4"	14.5	51	20 vinklad
648.5404	R1/2 "	invändig	3/8"	7	36	20 vinklad

Kombinationer

5311+5321	ger slanganslutningar	3/8" - 3/8"
5313+5323	"	1/2" - 1/2"
5316+5326	"	3/4" - 3/4"
5311+5321	"	1/2" - 3/8" reducerande

Mutter, PE

Art.nr	Gänga	Diameter	Antal/fp
648.5301	R 1/2 "	13	20
648.5303	R 3/4"	13	20
648.5306	R 1"	13	20

Slangnippel, PE

Art.nr	Gänga	Typ	För slang	Antal/fp
648.5317	5/4"	utvändig	1"	20
650.5412	1/4"	invändig	1/2"	20

648.5401

648.5414



151

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

525.291



525.292



525.293



526.48035



525. Kran helt tät upp till 2 BAR vid 20° C med packningar av PTFE. Material i delar som kommer i kontakt med media är PP och PE

Art.nr.	Tillopp	Utlopp
525.291	inre R 3/4"	slangnippel för 12 mm slang
525.292	inre R 3/4"	slangnippel för 16 mm slang
525.293	inre R 3/4"	komplett med L-formad nippel

Gängövergångar för ovanstående kranar till olika dunkfabrikat och gängtyper

Art.nr.	övergång till
525.941	dunkar typ 285 och 350 röd
525.942	diverse Kautex-dunkar, blå
525.943	inre rörgänga 1", svart
525.5263	stopp R 1/2"
525.5433	dubbelnippel R 1/2" - R 1/2"
525.5434	dubbelnippel R 3/4" - R 3/4"

Övriga tillbehör

Art.nr.	Nippel i mm
525.804	4
525.806	6
525.808	8
525.810	10
525.812	12
525.816	16

525.5433



525.5263



**636.31A****636. Kran, PE, med slanganslutning**

Art.nr.	För slang	Genomlopp
636.31A	3/8"-3/8"	7
636.31B	1/2"-1/2"	9

**636.33B****636.43A****636. Kran, PE, klarar tryck upp till 1,5 BAR**

Art.nr.	Gänga	För slang	Genomlopp
636.33A	R 1/2"	12 mm	10
636.33B	B 1/2"	12 mm	10
636.43A	R 1/2"	12 mm	10
636.43B	B 1/2"	12 mm	10
526.48035	B 1/2"	12 mm	10

B= plastgänga

R=rörgänga

636. Kran, PE, med rörgänga

Art.nr.	Gänga	För slang	Genomlopp
636.52A	R 3/4"	15	15
636.52B	R 2"	58	50

636.52**636.19A****636.22****636.20A****636. Kran, PE, klarar tryck upp till 1,5 BAR**

Art.nr.	Gänga	Genomlopp	Längd
636.19A	R 1/2"	12	86
636.19B	R 3/4"	15.5	94
636.20A	R 1/2"	12	146
636.20B	R 3/4"	15.5	155
636.21A	R 1/2"	12	142
636.21B	R 3/4"	15.5	152
636.22	R 1/2"	12	82

**636.5861****636.5850****636. Lock ,PE, med kran**

Art.nr.	Gänga
636.5861	DIN 61
636.5850	50 mm

153

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65



636.5500

636.5510

636.5520

636. Kran, PE

Art.nr.	Gänga	Beteckning
636.5500	3/4"	
636.5510	3/4"	Flo Rite
636.5520	2"	Flo King



636.59610

636.59611

636.59612

636. Förlängspip, PE

Art.nr.	Gänga	Typ
636.59610	DIN 61	kort
636.59611	DIN 61	lång
636.59612	DIN 61	utdragbar

412

**412.**

Slangväljaren gör det lätt att bestämma ytter- och innerdimension på slang.

Art.nr.
412.1759

Passar följande innerdimensioner:

1/2/2,5/3/4/4,5/5/6/7/8/
9,5/10/11/12/13/14/15/
16/17/18/19/20/21/22/25

och följande ytterdimensioner:

1,5/2/2,5/3/4/5,5/6/7/8/
9/10/11/12/13/14/15/
16/17/18/21

629

**629. Flödesindikator av TPX, autoklaverbar för slangar med inre diam 6–11 mm**


Art.nr.	Färg
629.1	röd
629.2	blå
629.3	svart

• Mått i mm •



630. Tvåvägsventil av polyeten/propen

Art.nr.	För slang
630.5	5 mm
630.7	7 mm
630.9	9 mm



631. Trevägsventil av polyeten/propen

Art.nr.	För slang
631.5	5 mm
631.7	7 mm
631.9	9 mm




638. Enkel slangklämmare

Art.nr.	Passar för diameter
638.1	1–5 mm
638.2	3–10 mm
638.3	6–15 mm



637. Slangklämmare av plast och stål i fyra färger för slangdimensioner 10–20, kan öppnas helt

Art.nr. röd	Art.nr. blå	Art.nr. grön	Art.nr. gul	Slangdiameter max
637.1.1	637.2.1	637.3.1	637.4.1	10 mm
637.1.2	637.2.2	637.3.2	637.4.2	15 mm
637.1.3	637.2.3	637.3.3	637.4.3	20 mm



639. Enkel slangklämmare

Art.nr.	Passar för diam
639.1	2–8 mm
639.2	3–12 mm

651

**651. Backventil, PP**

Art.nr. För slang

651.418 8–10 mm

651.419 12–15 mm

Max tryck 2 BAR (= ca 28,4 PSI)

1003

**1003. ABA slangklämma förzinkad**

Art.nr. Spännområde

1003.014 8–14

1003.017 11–17

1003.020 13–20

1003.024 15–24

1003.028 19–28

1003.032 22–32

1003.038 26–38

1003.044 32–44

1003.050 38–50

1003.056 44–56

1003.065 50–65

1003.075 58–75

1003.085 68–86

1003.095 77–95

1003.112 87–112

1003.138 104–138

1003.165 130–165

1003.180 150–180

1003.205 175–205

1003.231 200–231

1003.256 226–256

1003.282 251–282

1003.307 277–307

1006. ABA minislangklämma förzinkad

Art.nr. Spännområde

1006.08 8

1006.09 9

1006.10 10

1006.11 11

1006.12 12

1006.13 13

1006.14 14

1006.15 15

1006.16 16

1006.17 17

666

**666. Slangklämma, acetal**

Art.nr. Spännområde

666.01 5,8 x 6,5

666.010 7,8 x 8,7

666.02 8,7 x 10,0

666.03 10,0 x 11,4

666.04 10,8 x 12,3

666.06 12,0 x 13,7

666.08 13,7 x 15,3

666.10 15,0 x 16,8

666.12 16,8 x 18,4

666.14 18,1 x 19,9

666.16 19,9 x 21,7

666.18 21,4 x 23,0

666.20 22,7 x 24,7

666.22 25,3 x 27,3

666.24 26,5 x 28,6

666.32 30,3 x 33,1

666.34 32,5 x 35,1

666.36 34,8 x 37,1

666.38 36,7 x 38,9

666.42 41,0 x 44,2

666.46 44,6 x 47,6

666.50 48,8 x 52,0

666.54 52,3 x 55,7

666.58 56,7 x 59,2

1007. ABA slangklämma syrafast

Art.nr. Spännområde

1007.014 8–14

1007.017 11–17

1007.020 13–20

1007.024 15–24

1007.028 19–28

1007.032 22–32

1007.038 26–38

1007.044 32–44

1007.050 38–50

1007.056 44–56

1007.065 50–65

1007.075 58–75

1007.085 68–85

1007.095 77–95

1007.112 87–112

1007.138 104–138

1003.001 ABA Hylsmejsel