

Värmeskåp

MÅTT invändigt	SLN53	SLN115	SLN240
Bredd	400 mm	460 mm	600 mm
Höjd	355 mm	505 mm	765 mm
Djup	400 mm	490 mm	550 mm
MÅTT utvändigt			
Bredd	640 mm	700 mm	840 mm
Höjd	730 mm	875 mm	1140 mm
Djup	660 mm	740 mm	800 mm
Volym	53 liter	115 liter	240liter
Hyllplatser	2 / 5	2 / 7	3 / 11



SLW fläktvärmeskåp för höga temperaturer tillverkas i fyra olika storlekar i tre olika utföranden. ECO har temperatur område upp till +250 grader och STANDARD har ett utökat temperaturområde upp till +300 grader samt timerstyrd uppvärmning. TOP är utrustat med grafisk display och möjlighet till att programmera temperaturamper. Ventilation sker med justerbar ventil samt fläkt. Arbetsområde är rumstemperatur + 5 grader till max temp vilken kan ställas in i steg om 1 grad. RS232 datautgång och timer är standard. Inredning är av rostfritt stål och skåpet levereras med 2 hyllor. SLN serien har många tillbehör vilket ger möjlighet till applikationsanpassning. Timer inställning 1 min till 99 timmar för ECO och upptill 199 timmar för STANDARD samt TOP.

SLN värmeskåp för höga temperaturer tillverkas i tre olika storlekar i två olika utföranden. ECO har temperaturområde upp till +250 grader och STANDARD har ett utökat temperaturområde upp till +300 grader samt timerstyrd uppvärmning. Ventilation sker med justerbar ventil. Arbetsområde är rumstemperatur + 5 grader till maxtemp vilken kan ställas in i steg om 1 grad. RS232 datautgång och timer är standard. Inredning är av rostfritt stål och skåpet levereras med 2 hyllor. SLN serien har många tillbehör vilket ger möjlighet till applikationsanpassning.

Timer inställning 1 min till 99 timmar för ECO och upptill 199 timmar för STANDARD.

Tillbehör för samtliga modeller: Hjul, stativ med hjul, extra hyllor, PC program, öppen dörr larm, port in i kammaren, låsbar dörr, glasdörr.

MÅTT invändigt	SLW53	SLW115	SLW240	SLW400
Bredd	395 mm	455 mm	590 mm	995mm
Höjd	395 mm	540 mm	790 mm	790 m
Djup	360 mm	450 mm	510 mm	510 mm
MÅTT utvändigt				
Bredd	640 mm	700 mm	840 mm	
Höjd	730 mm	875 mm	1140 mm	
Djup	660 mm	740 mm	800 mm	
Volym	53 liter	115 liter	240 liter	400 liter
Fläktstyrning	nej	nej	nej	nej
Hyllplatser	2 / 5	2 / 7	3 / 11	3 / 11

Tillbehör för samtliga modeller: Hjul, stativ med hjul, extra hyllor, PC program, öppen dörr larm, port in i kammaren, låsbar dörr, glasdörr.

Inkubatorer

194

Order order@noaxlab.se

MÅTT invändigt	CLN53	CLN115	CLN240
Bredd	400 mm	460 mm	600 mm
Höjd	355 mm	505 mm	765 mm
Djup	400 mm	490 mm	550 mm
Mått utvändigt			
Bredd	590 mm	650 mm	790 mm
Höjd	680 mm	830 mm	1090 mm
Djup	580 mm	670mm	730 mm
Volym	53 liter	115 liter	240liter
Hyllplatser	2 / 5	2 / 7	3 / 11

Tillbehör för samtliga modeller: Hjul, stativ med hjul, extra hyllor, PC program, öppen dörr larm, port in i kammaren, låsbar dörr, glasdörr.

CLN inkubatorer tillverkas i tre olika storlekar i två olika utföranden. ECO har temperatur område upp till +70 grader med timer från 1 min till 99 timmar. STANDARD har ett utökat temperaturområde upp till +100 grader samt timerstyrd uppvärmning. Timer från 1 min till 199 timmar. Ventilation sker med justerbar ventil. Arbetsområde är rumstemperatur + 5 grader till maxtemp vilken kan ställas in i steg om 0,1 grad. RS232 datautgång och timer är standard. Inredning är av rostfritt stål och skåpet levereras med 2 hyllor. SLN serien har många tillbehör vilket ger möjlighet till applikationsanpassning.



MÅTT invändigt	CLW53	CLW115	CLW240
Bredd	395 mm	455 mm	595 mm
Höjd	395 mm	5540 mm	790 mm
Djup	360 mm	450mm	510 mm
Mått utvändigt			
Bredd	590 mm	650 mm	790 mm
Höjd	680 mm	830 mm	1090 mm
Djup	580 mm	670mm	730 mm
Volym	53 liter	115 liter	240 liter
Fläktstyrning	nej	nej	nej
Hyllplatser	2 / 5	2 / 7	3 / 11

CLW inkubatorer tillverkas i tre olika storlekar i två olika utföranden. ECO har temperatur område upp till +70 grader och STANDARD har ett utökat temperaturområde upp till +100 grader samt timerstyrd uppvärmning. Ventilation sker med justerbar ventil samt fläkt. Arbetsområde är rumstemperatur + 5 grader till maxtemp vilken kan ställas in i steg om 0,1 grad. RS232 datautgång och timer är standard. Inredning av rostfritt stål och skåpet levereras med 2 hyllor. SLN serien har många tiVattenprovsamlare PP 2002

Tillbehör för samtliga modeller: Hjul, stativ med hjul, extra hyllor, PC program, öppen dörr larm, port in i kammaren, låsbar dörr.

Kylinkubatorer

Max temp 0-70 grader (Option från -10)

Mått invändigt	ILW 53	ILW 115	ILW 240	ILW 500	ILW 700	ILW 350/350 (Två delad)
Bredd	395 mm	455 mm	595 mm	515 mm	600 mm	600 mm*
Höjd	395 mm	540 mm	790 mm	1380 mm	1380 mm	730 mm *
Djup	360 mm	450 mm	510 mm	645 mm	690 mm	690 mm*
Mått utvändigt						
Bredd	590 mm	650 mm	790 mm	615 mm	700 mm	700 mm
Höjd	780 mm	930 mm	1190 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Djup	580 mm	670 mm	730 mm	800 mm	850 mm	850 mm
Hyllplatser	2-/5	2-/7	3-/11	5-/11	5-/11	3+3/6+6
Volym	53 liter	115 liter	240 liter	460 liter	570 liter	300/300 liter

* mått för varje kammare

Tillbehör för samtliga modeller: Hjul, stativ med hjul, extra hyllor, PC program, öppen dörr larm, port in i kammaren, låsbar dörr, glasdörr ,belysning för dagsljus

ILW kylinkubatorer tillverkas i sex olika storlekar i två olika utföranden. STANDARD vilken är basmodellen med . TOP är utrustad med grafisk display och möjlighet till att programmera temperaturamper. Ventilation sker på båda modellerna med justerbar ventil samt fläkt vilken är styrbar. Arbetsområde är 0-70 grader vilken kan ställas in i steg om 0,1 grad. RS232 datautgång och timer (1 min 199 h) är standard. Inredningen är av rostfritt stål och skåpet levereras med 2 eller fler hyllor (se tabell). ILW serien har många tillbehör vilket ger möjlighet till applikationsanpassning. För odlingsapplikationer kan inkubatorn utrustas med olika typer av belysning



CHL Laboratoriekylskåp

Tillverkas i 5 olika storlekar från 150 l till 570 l

Microprocessorstyrda i temperaturområde 0- +10 grader (-10 option). Inställning 0,1 grad RS 232 interface.



ZL Laboratoriefrys

Tillverkas i en storlek med volymen 75 liter
Microprocessorstyrda i temperaturområde omgivning
ner till -25 grader. Inställning 0,1 grad.
RS 232 interface.

**Vattenprovssamlare PP 2002**

Mått	PP 2002
Bredd	605 mm
Höjd	1050 mm
Djup	600 mm
Vikt	89 kg



Stationär enhet för uppsamling av vatten prover. Anslutning via slang.
Fördelar provmängden i 24 st 1 liters flaskor enligt inställt program (5 olika) .
Proverna lagras i konstant temperatur. Klarar tuff miljö (-25 - + 40 grader).
Som alternativ kan 25 liters dunk användas. RS 485 för fjärrstyrning och
övervakning.

ST Termostaterade skåp

Många olika modeller med volym från 55 liter upp till 600 l. Arbetar i temperatur
området + 3 grader till 40, 50 eller 60 grader beroende på modell.

Microprocessor styrd, inbyggd fläkt, RS 232 interface. Inredning av plast eller
rostfritt stål.

Upp till 6 segment temperaturprofil eller kontinuerlig drift.

FÖR MER INFO se vår hemsida www.noaxlab.se