

# X-Top



## Serie XT - Tillverkad för användare med krav på högsta precision

Precisas snabbvågserie XT top är en vågserie tillverkad för användare med krav på högsta precision och den allra senaste tekniken. XT vågen har en elegant och modern design och är samtidigt extrem robust och solid tack vare sitt aluminium chassi och rejäla överlastskydd. Den har stor rektangulär rostfri vågplatta och är mycket lätt att hålla ren. Vågen har en mängd praktiska funktioner som standard, ex styckräkningsprogram, ytviktsberäkning - vågen får då max 4st fasta ytviktsformat som operatören enkelt växlar emellan genom en enda knapptryckning. Faktorn för ytviktsberäkning bestäms av kunden och kan enkelt ändras vid behov.

Dubbelriktad RS232 datautgång för anslutning till dator eller printer är standard.

Modell	Vägområde	Avläsbarhet
XT 120A*	120 g	0.1 mg
XT 220A*	220 g	0.1 mg
XT 220A-FR*	80 g - 220 g	0.1 mg / 1 mg
XT 320M	320 g	1 mg
XT 620M	620 g	1 mg
XT 920M	920 g	1 mg
XT 1220M	1220 g	1 mg
XT 620M-FR	120 g / 620 g	1 mg / 0.01 g
XT 1220M-FR	240 g / 1220 g	1 mg / 0.01 g
XT 2220M-DR	520 g / 2220 g	1 mg / 0.1 g
XT 1200C	1200 g	0.01 g
XT 2200C	2200 g	0.01 g
XT 4200C	4200 g	0.01 g
XT 6200C	6200 g	0.01 g
XT 4200C-FR	1200 g / 4200 g	0.01 g / 0.1 g
XT 6200C-FR	2200 g / 6200 g	0.01 g / 0.1 g
XT 6200C-FR	2200 g / 6200 g	0.01 g / 0.1 g
XT 3200D	3200 g	0.1 g
XT 6200D	6200 g	0.1 g
XT 8200D	8200 g	0.1 g
XT 10200D	10200 g	0.1 g
XT 6200D-FR	1600 g / 6200 g	0.1 g / 1 g
XT 10200D-FR	3200 g / 10200 g	0.1 g / 1 g
XT 10200G	10200 g	1 g
XT 2200C IP65	2200 g	0.01 g
XT 4200C IP65	2200 g	0.01 g
XT 6200D IP65	2200 g	0.1 g
XT 10200G IP65	2200 g	1 g

\* Vindskydd ingår