

582. Byretter Schilling av boro-silikatglas klass B enl. DIN 12700, flaska av polyeten

Art.nr	Volym	Indeln	Flaska
582.05	5	1/20	500
582.10	10	1/20	500
582.15	15	1/10	500
582.25	25	1/10	1000
582.50	50	1/10	1000



75

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

956

955



957.15

955.

Byretter, rak kran, Duran, klass AS enl. DIN 12700, blå inbränd gradering, NS-kran av teflon och Schellbachrand

Art.nr	Volym	Indeln	Tolerans
955.005	5	1/50	0,01
955.010.1	10	1/50	0,02
955.010.2	10	1/20	0,02
955.010.3	10	1/10	0,02
955.025.1	25	1/10	0,03
955.025.2	25	1/20	0,03
955.050	50	1/10	0,05
955.100	100	1/5	0,08

957.

Mikrobyretter enl. Bang, Duran-glas, Schellbachrand, glaskranar NS 12, med rak kran av teflon

Art.nr	Volym	Indeln	Tolerans
957.01	1	1/100	0,01
957.02	2	1/100	0,01
957.05.1	5	1/100	0,01
957.05.2	5	1/50	0,01
957.10	10	1/50	0,02

957. Stativ till mikrobyrett

Art.nr 957.15

956.

Samma som typ 955 men med sidokran av teflon

Art.nr	Volym	Indeln	Tolerans
956.005	5	1/50	0,01
956.010.1	10	1/50	0,02
956.010.2	10	1/20	0,02
956.010.3	10	1/10	0,02
956.025.1	25	1/10	0,02
956.025.2	25	1/20	0,03
956.050	50	1/10	0,05
956.100	100	1/5	0,08

958.

Samma som typ 957 men med sidokran av teflon

Art.nr	Volym	Indeln	Tolerans
958.01	1	1/100	0,01
958.02	2	1/100	0,01
958.05.1	5	1/100	0,01
958.05.2	5	1/50	0,01
958.10	10	1/50	0,02

Byretter kan fås med glaskranar som tillbehör