

813



814



403



### 813. Bägare av borsilikatglas låg modell

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Förp
813.00025	25	34	48	10
813.00050	50	42	59	10
813.00100	100	51	71	10
813.00150	150	58	81	10
813.00250	250	69	95	10
813.00400	400	80	110	10
813.00600	600	90	126	10
813.00800	800	98	135	10
813.01000	1000	106	148	10
813.02000	2000	132	185	10

### 814. Bägare av borsilikatglas hög modell

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Förp
814.0025	25	29	55	10
814.0050	50	38	69	10
814.0100	100	47	85	10
814.0150	150	53	95	10
814.0250	250	62	112	10
814.0400	400	72	130	10
814.0600	600	82	148	10
814.0800	800	86	170	10
814.1000	1000	95	180	10
814.2000	2000	120	240	10
814.3000	3000	135	280	2

### 403. Bägare av propen med färgad gradering

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Grad.	Förp
403.0010	10	25	35	1/1	12
403.0025	25	31	47	1/1	12
403.0050	50	40	60	5/1	12
403.0100	100	49	70	5/1	12
403.0150	150	56	80	5/1	12
403.0250	250	68	94	5/1	6
403.0400	400	77	109	10/1	6
403.0600	600	91	125	10/1	6
403.0800	800	98	136	50/1	6
403.1000	1000	102	149	50/1	6
403.2000	2000	133	183	100/1	6
403.3000	3000	158	203	100/1	2
403.5000	5000	185	248	250/1	4

• Mått i mm • Volym i ml

Beställ varuprov  
kostnadsfritt!  
– storlek 100 ml

Du vinner mycket  
på att köpa hela  
förpackningar!

Fabriksförpackade  
varor öppnas först  
hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk för felaktiga leveranser
- mindre risk för skadade varor