

402



402. Bägare av ren teflon, tål nästan allt i kemikalieväg samt temperaturer upp till +275° C

Art.nr	Volym	Diam	Höjd	Förp
402.0050	50	43	51	1
402.0100	100	52	79	1
402.0150	150	57	72	1
402.0250	250	67	92	1
402.0500	500	85	123	1
402.1000	1000	110	157	1
402.1250	1250	148	859	1
402.2000	2000	130	187	1
402.3500	3000	153	225	1

483



483. Bägare av PFA en teflonvariant med hög kemikalieresistens som klarar temperaturer mellan -200 och +250° C

Art.nr	Volym	Höjd	Diam
483.0025	25	50	32
483.0050	50	59	39
483.0100	100	72	50
483.0250	250	96	67
483.0400	400	109	77
483.0500	500	122	88
483.0600	600	125	91
483.1000	1000	143	105

482



482. Bägare av ETFE en teflonvariant med hög kemikalieresistens som klarar temperaturer mellan -100 och +150° C

Art.nr	Volym	Indeln.	Höjd	Diam
482.0025	25	2/1	50	32
482.0050	50	5/1	59	39
482.0100	100	5/1	72	50
482.0250	250	5/1	96	67
482.0400	400	10/1	109	77
482.0600	600	10/1	125	91
482.1000	1000	50/1	143	105