


Basic junior

189



BJ - prisvärd funktionell basvåg för alla ändamål

Precisas snabbvågserie BJ är en vågserie tillverkad för användare med krav på högsta precision och den allra senaste tekniken i kombination med ett mycket lågt pris. BJ vågen har en funktionell och modern design och är samtidigt robust och solid tack vare sitt rejäla chassi och överlastskydd.

Den har stor rektangulär rostfri vågplatta och är mycket lätt att hålla ren.

Dubbelriktad RS232 datautgång för anslutning till dator eller printer är standard.

Modell	Vägområde	Avläsbarhet
BJ 60M	62 g	1 mg
BJ 100M	102 g	1 mg
BJ 210C	210 g	0.01 g
BJ 410C	410 g	0.01 g
BJ 610C	610 g	0.01 g
BJ 1000C	1020 g	0.01 g
BJ 1100D	1100 g	0.1 g
BJ 2100D	2100 g	0.1 g
BJ 4100D	4100 g	0.1 g
BJ 6100D	6100 g	0.1 g
BJ 8100D	8100 g	0.1 g
BJ 4100G	4100 g	1 g
BJ 6100G	6100 g	1 g
BJ 12100G	12100 g	1 g

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65