



439

#### 439. Glasklar mätcylander av SAN-plast, låg modell med präglad och färgad skala

Art.nr.	Volym	Indeln	Höjd	Diam	Förp
439.0025	25	1/2	122	22	12
439.0050	50	1/1	142	27	12
439.0100	100	2/1	163	37	12
439.0250	250	5/1	192	51	6
439.0500	500	10/1	218	67	6
439.1000	1000	20/1	285	78	6



434

#### 434. Mätcylander av PP, låg modell

Art.nr.	Volym	Grad.	Höjd	Diam	Förp
434.0010	10	1/2	90	10	10
434.0025	25	1/2	122	22	10
434.0050	50	1/1	142	27	12
434.0100	100	2/1	163	37	8
434.0250	250	5/1	192	51	4
434.0500	500	10/1	218	67	4
434.1000	1000	20/1	285	78	2
434.2000	2000	50/1	375	100	2



432

#### 432. Mätcylander av propen, hög modell

Art.nr.	Volym	Grad.	Höjd	Diam	Förp
432.0010	10	1/5	140	16	12
432.0025	25	1/2	169	21	12
432.0050	50	1/2	199	28	12
432.0100	100	1/1	260	34	12
432.0250	250	2/1	315	47	6
432.0500	500	5/1	350	61	6
432.1000	1000	10/1	415	76	6
432.2000	2000	10/1	482	97	3



942

#### 942. Blandningscylander av borosilikatglas med NS-propp och brun inbränd gradering, klass B enl. DIN 12685

Art.nr.	Volym	Höjd	Grad.	Förp
942.0010	10	107	1/10	20
942.0025	25	215	1/2	20
942.0050	50	220	1/2	20
942.0100	100	290	1/1	10
942.0250	250	365	2/1	10
942.0500	500	390	5/1	10
942.1000	1000	485	10/1	10