



**236. Burk, serie LR av PEHD, med vid hals och skruvlock, steril**

Art.nr	Volym	Hals	Diam x Höjd	Antal/fp
236.00501	50	27	39x70	450
236.01001	100	37	52x80	335
236.01501	150	37	52x108	250
236.02501	250	37	61x125	145
236.05001	500	58	81x136	140
236.10001	1000	58	100x174	68
236.20001	2000	57	122x220	25

Dubbel förslutning: skruvlock + innerlock, PE

Tillverkade av polyetenplast

Dubbel förslutning: skruvlock + innerlock  
(trycklock)

Med stor öppning

Sterilförpackade i påse

**$\beta$ -sterilisation** ( 10 Kgray ) dödar bakterier, speciellt patogena bakterier och parasita organismer. Produkterna kontrolleras förpackning för förpackning under hela processen.

Kvalitetsprocessen dokumenteras med en " peel away sterile certificate" på varje förpackning med sterila produkter. Detta är mycket tidsbesparande. Certifikatet innehåller alla nödvändiga uppgifter som unikt lot nummer, varaktighetstid och en sterilitetsindikator. Etiketten kan lätt tas bort och sparas för kvalitetskontroll.



**241. Provburkar i PP med handtag, Steril**

Art.nr	Volym	Diam x Höjd	Antal/fp
241.0401	40	70x30	250
241.0901	90	80x45	150
241.1251	125	70x50	100
241-1801	180	100x50	100