

**312. Burk, PE, rund med vid hals, rak insida, tjock vägg**

| Art.nr. | Volym | Hals | Diameter | Vägg | Höjd | Vikt i gr | Antal/fp |
|---------|-------|------|----------|------|------|-----------|----------|
| 312.005 | 5     | 24   | 21       | 1,7  | 77   | 11        | 1200     |
| 312.010 | 10    | 24   | 21       | 1,7  | 93   | 13        | 1100     |
| 312.030 | 30    | 31   | 35       | 2,0  | 114  | 22        | 300      |
| 312.060 | 60    | 31   | 35       | 1,7  | 120  | 29        | 200      |
| 312.090 | 90    | 39   | 54.5     | 2,2  | 154  | 44        | 150      |
| 312.180 | 180   | 50   | 54.5     | 2,2  | 205  | 61        | 100      |

**325. Marinelliburk, PE, för mätning av radioaktivitet**

| Art.nr.  | Volym | Diameter | Höjd | Hål djup | Hål ø | Antal/fp |
|----------|-------|----------|------|----------|-------|----------|
| 325.0500 | 500   | 118      | 105  | 67       | 77    | 30       |
| 325.1300 | 1300  | 143      | 123  | 77       | 86    | 60       |

**280. Rund flaska av polyeten**

| Art.nr.  | Volym | Hals | Diameter                           | Höjd | Antal/fp |
|----------|-------|------|------------------------------------|------|----------|
| 280.0025 | 25    | 16   | 37                                 | 58   | 750      |
| 280.0050 | 50    | 16   | 37                                 | 79   | 450      |
| 280.0100 | 100   | 16   | 43                                 | 104  | 243      |
| 280.0250 | 250   | 16   | 54                                 | 169  | 154      |
| 280.0500 | 500   | 22   | 65                                 | 209  | 108      |
| 280.1000 | 1000  | 22   | 83                                 | 253  | 144      |
| 280.91   |       |      | droppspets till 50, 100 och 150 ml |      |          |
| 280.92   |       |      | droppspets till 500 och 1000 ml    |      |          |

