



235

**235. Kapsel, serie FL av blå PP,  
med vidhängande lock, steril**

Art.nr	Volym	ö x ud x h	Antal/fp
235.04512	45	34x28x85	650
235.09012	90	48x44x80	350
235.30012	300	85x64x90	240

**Art.nr tillbehör**

235.99901	Rack för 45 ml	24 st	270x205x3070
235.99902	Rack för 90 ml	10 st	60x55,8x6218

Tillverkade av slagtålig, kemiskt motståndskraftig och biologisk polypropylenplast  
Locket kan öppnas med en hand och stannar i helt uppfällt läge när det öppnats  
Blåfärgade, idealiskt vid provtagning då de enkelt kan lokaliseras om de tappas i vätskor,  
livsmedel etc.

Vissa modeller är försedda med skrivfält och gradering  
Vattentäta

Kan användas för nedfrysning

Kan autoklaveras och återanvändas

Sterilförpackade i påse

*Alla våra produkter kan förpackas styckvis i påse!*



368

**368. Burk, serie PR av PP, med vid  
hals och skruvlock, steril**

Art.nr	Volym	diam x höjd	Antal/fp
368.050021	500	101x67	160
368.100021	1000	101x130	80

Tillverkade av vit polypropylenplast

Med raka sidor

Dubbel förslutning: skruvlock + innerlock  
(trycklock), PE

Sterilförpackade i påse