



237

**237. Burk av PE, med skruvlock, steril**

Art.nr	Volym	Diam x Höjd	Hals	Antal/fp
237.00501	50	36x77	27	450
237.01001	100	51x80	37	335
237.01501	150	51x108	37	250
237.02501	250	60x125	37	145
237.05001	500	80x136	58	140
237.10001	1000	101x174	58	68
237.20001	2000	121x220	57	25

Burk i transparent PE  
 God genomsynlighet  
 Finns i volym 50-2000 ml  
 Bred hals, lätt att fylla på  
 Locket är aseptiskt och joniserat  
 Stöttålig  
 Lämplig för förvaring av vätskor,  
 massor eller puder



327

**327. Dunk av PE, med skruvlock**

Art.nr	Volym	Diam x Höjd	Hals	Antal/fp
327.025	2,5 L	160x105x220	26	36
327.05	5 L	184x129x292	18	18
327.10	10 L	217x174x372	45	9

Transparent dunk i PE.  
 God genomsynlighet  
 Finns i volym 2,5-10 Liter  
 Vinklad öppning på 2,5 liter som underlättar vid användning  
 Finns med flertal förslutnings alternativ  
 Locket är aseptiskt och joniserat (10kGray)  
 2,5 liters dunken är graderad varje 100 ml  
 stöttålig  
 Idealisk för lagring av vätska

• Mått i mm • Volym i ml