



310. Burk, rektangulär med vid hals, skruvlock med packning, glasklar PVC

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Basmått	Förp.
310.0050	50	23	61	38 x 38	900
310.0100	100	31	71	46 x 46	480
310.0200	200	41	88	60 x 60	406
310.0500	500	54	108	81 x 81	180
310.1000	1000	69	143	98 x 98	96
310.2000	2000	69	187	122 x 122	44

313. Burk, rektangulär med vid hals, skruvlock med packning, bruntransparent PVC

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Basmått	Förp.
313.0050	50	23	61	38 x 38	900
313.0100	100	31	71	46 x 46	480
313.0200	200	41	88	60 x 60	406
313.0500	500	54	108	81 x 81	180
313.1000	1000	69	143	98 x 98	96
313.2000	2000	69	187	122 x 122	44

311. Burk, rektangulär med vid hals, skruvlock med packning, glasklar PETG

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Basmått	Förp.
311.0050	50	23	61	38 x 38	900
311.0100	100	31	71	46 x 46	480
311.0200	200	41	88	60 x 60	406
311.0500	500	54	108	81 x 81	180
311.1000	1000	69	143	98 x 98	96
311.2000	2000	69	187	122 x 122	44

Produktinformation

Glasklar för god presentation av innehåll eller bruntransparent för ljuskänsligt innehåll.

Stor öppning betyder att behållaren är enkel att fylla och att rengöra.

Svart skruvlock med PE insats, läckagesäker.