



213. Flaska, rund med vid hals, graderad, skruvlock. Transparent PP

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Diameter	Förp.
213.0100	100	24	94	49	400
213.0250	250	31	121	65	260
213.0500	500	40	155	78	130
213.1000	1000	51	206	96	56

Produktinformation

Autoklaverbar upp till 121°C.

Idealisk för krämer, granulat och upphettat innehåll. Observera: Före autoklivering – skruva av locket och placera på flaskan.

Exempel på användningsområden:

- förpackning
- provtskick
- lagring
- postförsändelser
- enkel att fylla/tömma och rengöra



303 Sprutspets



303. Flaska, rund med vid hals, skruvlock. Transparent LDPE

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Diameter	Förp.
303.0050	50	24	77	39	650
303.0100	100	24	93	48	360
303.0200	200	31	114	59	300
303.0250	250	31	120	64	260
303.0300	300	31	130	68	231
303.0500	500	39	154	77	130
303.1000	1000	50	205	95	56
303.1500	1500	50	226	108	40
303.2000	2000	50	247	120	33

303. Sprutspets till flaska 303

Sprutspets passande:

Art.nr.	Färg	Art.nr.	Färg
303.0250		303.0500	
303.70	Natur	303.80	Natur
303.71	Gul	303.81	Gul
303.72	Blå	303.82	Blå
303.73	Orange	303.83	Orange
303.74	Röd	303.84	Röd

Produktinformation

Vid hals gör behållaren enkel att fylla/tömma och rengöra. Finns även med droppspets. Läckagesäker. Idealisk för vätskor, krämer och granulat.

Exempel på användningsområden:

- förpackning
- provtskick
- lagring
- postförsändelser