

511



512



511. Provrör/Centrifugrör, Konisk, PTFE

Art.nr	Volym	Hals
511.12.5	12	110x16

Provrör och centrifugrör av ren teflon som tål de flesta kemikalier samt temperaturer upp till + 275° C

512. Provrör/Centrifugrör, Rund, PTFE

Art.nr	Volym	Hals
512.8	8	100x12
512.175	17,5	100x18

509. Ultrapure, pump av PTFE

Art.nr	Slag volym	Rörets längd	Rörets diam
509.300	300	95	32

En idialisk lösning för överflyttninga av ultrarena vätskor. Delarna som kommer i kontakt med vätskan är gjorda av PFTE och FEP.

Se även vårt utbud av pumpar under kapitlet Vätskehantering!

509

