



446

446. Pipettsköljare,
HDPE

Art.nr	Höjd
446.217	736
446.215	990



446

446. Cylinder,
HDPE

Art.nr	Höjd
446.218	650
446.221	500



446

446. Korgar,
HDPE

Art.nr	Höjd
446.219	650
446.222	500




582

582. Byretter Schilling av boro-
silikatglas klass B enl. DIN
12700, flaska av polyeten

Art.nr	Volym	Indeln.	Flaska
582.05	5	1/20	500
582.10	10	1/20	500
582.15	15	1/10	500
582.25	25	1/10	1000
582.50	50	1/10	1000

! Magnetomrörare se kapitlet Skakapparater och Omrörare




504

504. Fish Clip

Art.nr	Diam
504.006	6
504.008	8

Hållare för magneter med storlek 6 eller 8 mm. Ger möjlighet att steglöst ändra läget för magneten.

Flera olika korkar och proppar för anpassning till olika flaskor eller kolvar.



! Omrörarmagneter se kapitlet Laboratorieutrustning