

162

**162. Continuous**

Modell	Art.nr.	Volym	Gånga
Continuous E	162.0006	2,5 ml	GL 45
Continuous RS	162.0007	5,0 ml	GL 45

Tillbehör:  
100 ml flaska, glas av  
med gånga GL 28,  
plastbelagd

Pulsfri titrering från  
0.01 ml till 999.9 ml.  
Recirkulationsventil  
– patenterad konstruktion  
ger mindre förbrukning av  
reagens vid primning.  
Enkel kalibrering med knapp  
par på displayen.  
Teleskopinställning på insug  
vilket ger möjligt att använda  
olika storlekar på flaskor.

**Perfekt att använda:**

- Snabb och noggrann volyminställning
- Dispenserings tuben kan roteras 360 grader, vilket gör att etiketten alltid kan hållas i synfältet
- Levereras med 3 adaptrar för de vanligaste flaskorna
- Teleskopisk intagstub ger möjlighet att använda olika höga flaskor

**Säkerhet**

- Överdragen glascylinder reducerar risken av stänk vid eventuellt skada

**Applikationer**

- Nästan universiell användning för olika syror, lösningsmedel och alkalier
- Vätskor kommer i kontakta med följande material: borosilicateglass, FEP, ETFE, PFA, PTFE, platinumiridium och PVDF.
- Autoklaverbar till 121 °C

161

**161. Piccolo****Piccolo 1 Dispenser, en fast volym, GL 28**

Art.nr.	Volym	Inställning
161.0001	100 µl	0.05 ml
161.0003	250 µl	0.10 ml
161.0004	500 µl	0.20 ml
161.0006	1000 µl	0.50 ml

**Piccolo 2 Dispenser, Två valbara volymer, GL28**

Art.nr.	Volym	Inställning
161.1003	100/250 µl	0.05 ml
161.1006	500/1000 µl	0.10 ml
161.0008	1000/2000 µl	0.20 ml

Stort användningsområde, material som kommer i kontakt med vätskorna tillverkat av: PTFE, FEP, ETFE, PFA, borosilikat glas, platinumiridium

- Noggrann dispensering
- Enhands grepp
- Låg vikt

110

Order order@noaxlab.se