



Tillverkade av slagtålig och kemiskt motståndskraftig polypropylenplast, skruvlocket av polyeten

Tre alternativa sterilförpackningar:

Styckvis förpackade i påse, förpackade på bricka eller förpackade ett visst antal i påse

Skruvlock med snabb och smidig förslutning

Lämpliga för forskning, analys och provtagning inom läkemedels- och livsmedelsindustri samt inom det medicinska området.



365

365. Burk av PP, med skruvlock, steril

Art.nr	Volym	Diam x Höjd	Inneförpackning	Antal/fp
365.0401001	40	30x70	100 st/påse	1000
365.0400401	40	30x70	40 st/bricka	600
365.0400011	40	30x70	1 st/påse	500
365.0600701	60	35x70	70 st/påse	700
365.0600301	60	35x70	30 st/bricka	600
365.0060011	60	35x70	1 st /påse	500
365.1253801	125	50x70	380 st/påse	380
365.1250011	125	50x70	1 st/påse	200
365.1802641	180	50x100	264 st/påse	264
365.1800011	180	50x100	1 st/påse	200

! Ytterligare produkter kan levereras steriliserade. Dessa sidor innehåller bara smakprov på vårt sterila sortiment.

370. Flaska av PET, med skruvlock, steril

Art.nr	Volym	Diam x Höjd	Hals
370.012510	125	52x52x106	28
370.025010	250	58x58x145	28
370.050010	500	70x70x175	28
370.100010	1000	93x93x215	28



370

Flaska i PET

Lika genomskinligt som glas

Okrossbar

Smal hals

500 ml finns även med vid hals

Alla volymer är graderade 125 och 250 ml (varje 25 ml), 500 ml (varje 50 ml), 1000 ml (varje 500 ml)

Skruvlock

Locket har septum med skydd av aluminium, Aseptisk och joniserad (10kGray)

Lätthanterlig

Idealisk för plana ytor tex frysskåp

Lämplig för packning och förvaring av odlingar, vätskor och pulver