

306



306. Flaska, rund med vid hals, skruvlock med packning, bruntonad för ljuskänsliga vätskor, LDPE

Art.nr.	Volym	Förp.	Hals	Höjd	Diameter
306.0050	50	650	24	77	39
306.0100	100	400	24	94	48
306.0250	250	260	31	120	64
306.0500	500	130	39	154	77
306.1000	1000	56	50	205	95

Produktinformation

För förvaring av ljuskänsliga material mot UV-strålning.

Exempel på användningsområden:

- enkel att fylla och tömma
- förpackning
- provutskick
- lagring
- postförsändelser

203



203. Flaska, rund, med mediumvid hals, skruvlock med packning, transparent PP

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Diameter	Förp.
203.0100	100	19	100	46	480
203.0250	250	24	130	61	280
203.0500	500	31	161	76	140
203.1000	1000	39	203	97	64

Produktinformation

Vid hals gör behållaren enkel att fylla/tömma och rengöra.

Finns även med droppspets.

Läckagesäker.

Idealisk för vätskor, krämer och granulat.

Exempel på användningsområden:

- förpackning
- provutskick
- lagring
- postförsändelser