



301. Flaska, rund med smal hals, vanligt skruvlock med packning, transparent LDPE

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Diameter	Förp.
301.0010	10	9	47	26	100
301.0020	20	9	57	32	100
301.0030	30	9	68	34	100
301.0050	50	13	86	38	100
301.0100	100	13	105	47	480
301.0250	250	19	140	61	210
301.0500	500	19	177	75	120
301.1000	1000	22	224	98	56
301.2000	2000	22	264	120	30
301.3000	3000	24	300	138	20
301.5000	5000	31	355	162	10



301. Droppspets till flaska 301

Art.nr. flaska	Volym	Art.nr. droppspets
301.0010	10	302.91
301.0020	20	302.91
301.0030	30	302.91
301.0050	50	302.92
301.0100	100	302.92
301.0250	250	302.93
301.0500	500	302.93
301.1000	1000	302.94
301.2000	2000	302.94

301. Sprutspets till flaska 301

Art.nr. flaska	Volym	Art.nr. sprutspets
301.0250	250	302.83
301.0500	500	302.83
301.1000	1000	302.84
301.2000	2000	302.84

Beställ varuprov
kostnadsfritt!
– storlek 100 ml

Du vinner mycket på att köpa hela förpackningar!
Fabriksförpackade varor öppnas först hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk för felaktiga leveranser
- mindre risk för skadade varor

• Mått i mm • Volym i ml