



371. Transparent flaska i PP
 Utmärkt genomsynlighet
 Finns i volym 125-1000 ml
 Alla storlekar är graderade 125 och 250 ml (varje 25 ml) 500 ml (varje 50 ml) 1000 ml (varje 500ml)
 Locket är i PP, innerlocket är i PE
 Lätthanterlig
 Idealisk för plana ytor tex frysskåp
 Stöttålig
 Lämplig för paketering och förvaring av odlingar, vätskor och pulver

371. Flaska i PP, med skruvlock, sterilförpackade

Art.nr	Utförande	Volym	Diam x Höjd	Hals	Antal/fp
371.01250	Aceptisk	125	52x52x106	28	205
371.01251	steril	125	52x52x106	28	205
371.02500	Aceptisk	250	58x58x145	28	134
371.02501	steril	250	58x58x145	28	134
371.05000	Aceptisk	500	70x70x175	28	80
371.05001	steril	500	70x70x175	28	80
371.10000	Aceptisk	1000	93x93x215	28	60
371.10001	steril	1000	93x93x215	28	60

370. Flaska i PC, med skruvlock, sterilförpackade

Art.nr	Volym	Diam x Höjd	Hals	Antal/fp
370.0125	125	54x54x112	28	288
370.0500	500	78x78x177	28	72
370.1000	1000	92x92x128	28	48



Alla våra produkter kan förpackas styckvis i påse!

370. Kraftig flaska i PC, lika genomskinlig som glas
 Okrossbar
 Används idag istället för glas på laboratorier
 Finns i volym 125-1000 ml
 Alla storlekar är graderade 125 ml (varje 25 ml) 500 och 1000 ml (varje 50 ml)
 Locket är aseptiskt
 Autoklaverings tiden för PC är reducerad till 50%
 Lätthanterlig
 Idealisk för platta ytor tex frysskåp
 Lämplig för paketering och förvaring av odlingar, vätskor och prover inom industrin