

302

**Lock med kontätning**

Lock med kontätning speciellt framtaget för dig som måste ha en burk med ett absolut tättslutande lock. Sluter även tätt runt vätskor som tenderar att "krypa" och har en hög mekanisk tålighet. Den är dessutom mycket lätt att ta på.

302. Flaska, rund med smal hals, skruvlock med packning, mjuk och kramvänlig transparent LDPE

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Diameter	Förp.
302.0050	50	13	80	37	150
302.0100	100	13	98	45	70
302.0250	250	19	128	60	264
302.0500	500	19	160	76	124
302.1000	1000	22	196	95	72

302. Droppspets till flaska 302

Art.nr. flaska	Volym	Art.nr. droppspets
302.0050	50	302.92
302.0100	100	302.92
302.0250	250	302.93
302.0500	500	302.93

302. Sprutspets till flaska 302

Art.nr. flaska	Volym	Art.nr. sprutspets
302.0100	100	302.82
302.0250	250	302.83
302.0500	500	302.83
302.1000	1000	302.84
302.2000	2000	302.84

521



Flaskor av PFA och PTFE
Se kapitlet TEFLON