


281



211

**281. Rektangulär flaska av polyeten**

Art.nr.	Volym	Hals	Basmått	Höjd	Antal/fp
281.0100	100	16	45x37	91	256
281.0150	150	16	69x29	115	208
281.0250	250	16	64x44	131	135
281.0500	500	26	84x56	153	98
281.1000	1000	26	95x75	197	64
280.91			22mm droppspets		P22
280.92			28mm droppspets		P28

211. Glasklara, rektangulära flaskor av PET

Art.nr.	Volym	Hals	Basmått	Höjd	Antal/fp
211.0250	250	20	38x59	152	390
211.0500	500	20	50x70	189	194
211.1000	1000	20	61x86	232	106

827



828

827. Glasflaskor klara med lock av plast

Art.nr.	Volym	Hals	Diameter	Höjd	Antal/fp
827.0100	100	19,3	47	113,5	64
827.0500	500	15,3	76	187	39
827.1000	1000	15,3	93	228	24

828. Glasflaskor bruna med lock av plast

Art.nr.	Volym	Hals	Diameter	Höjd	Antal/fp
828.0100	100	19,3	47	113,5	64
828.0200	200	19,3	59	138	42
828.0500	500	19,3	76	191	25
828.1000	1000	19,3	93	234	16

• Mått i mm • Volym i ml