

1304.01



### 1304.01 Korgglasögon, KAVAJER, för skydd mot kemikalie-stänk, siktskivan av cello, imfria.

Mycket komfortabelt glasögon med mjuk plastomfattning och ett speciellt ventilations-system som gör att glasögonen även kan användas vid risk för kemikaliestänk. Testat i temperaturkammare, överlägsna värden vad beträffar imfria egenskaper.

Art.nr 1304.01



1701.200

### 1701.200 Ärmskydd

Tillverkad av Tyvek-Pro.Tech®. 100 % polyeten, antistatisk och silikonfri. Står emot partiklar och fibrer. Skyddar mot stänk. Materialets släta yta gör att partiklar inte fastnar.

Art.nr 1701.200

Förpackning: 100 par

1701



### 1701. Korttidsoverall

Tillverkad av Tyvek-Pro.Tech® från DuPont. 100 % polyeten, antistatisk och silikonfri. Står emot partiklar av en storlek på minimum 0,5 micron. Skyddar mot stänk. Materialets släta yta gör att partiklar inte fastnar. Med huva samt resår i midja, ben, ärm och ansiktsöppning. Skyddsnivå 5 och 6, kategori 3.

Art.nr	Storlek
1701.08	S
1701.09	M
1701.10	L
1701.11	XL
1701.12	XXL

Förpackning: 25 st

1701.300



### 1701.300 Förkläde

Tillverkad av Tyvek-Pro.Tech®. 100 % polyeten, antistatisk och silikonfri. Står emot partiklar och fibrer. Skyddar mot stänk. Materialets släta yta gör att partiklar inte fastnar. Storlek 70 x 90 cm.

Art.nr 1701.300

Förpackning: 10 st

### 1704. Förkläde av polyeten

Art.nr	Storlek	Tjocklek
1704.11003	1100	0.03
1704.13003	1300	0.03
1704.16003	1600	0.03
1704.16005	1600	0.05

Förpackning: 100 st

213

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65