

Fukthaltbestämningsvågar

190

Order order@noaxlab.se



Modell XM 60 / 66 / 120

Kapacitet: 62/124 gram Avläsbarhet: 1mg

Menykontrollerad effektiv fukthaltsvåg – mycket enkel att använda.

Idealisk då man vill ha snabba och exakta mätresultat tack vare Precisas halogenteknik.

Vågen är försedd med bl a följande funktioner:

GLP – utskrift, valbar enhet vid resultatvisning, exempelvis torrhalt, fukthalt, vikt förlust i gram etc.

2 / 3 st. torkintervaller. Temperatursteg 30 - 230°C i steg om 1°C.

5 st. Valbara stoppkriterier.

Artikelminne för 5 / 50 st. olika värme profiler/metoder.

Modell-Värmekälla	Benämning	Maxvikt	Avläsbarhet	Volt	Display
XM60	Halogen/Infra-red/Dark Radiator	62 g	1 mg	115 och 230V	VFD fluorescent
XM66*	Halogen	310 g	1 mg	115 och 230V	VFD Display
XM120	Halogen/Infra-red/Dark Radiator	124 g	1 mg	115 och 230V	LCD Touch Screen

* Specialmodell för slam och avloppsvatten



Skålar i aluminium, glasfiberfilter och andra tillbehör se sid 192

PrepASH® 129

Automatisk tork och askningssystem

Komplett instrument för fukthalt och askhaltsbestämning. Systemet kan analysera upp till 29 prover samt ett referensprov. Analysmetod kan väljas med körning i fast tid eller avgång per tidsenhet. Touchscreen display för enkel användning.

Invägning: Karusell med plats för 30 deglar med individuell vägning med en noggrannhet på 0.0001 g.

Temperatur: Upp till 1000 grader med möjlighet till ramper i upp till 10 steg.

