



### 1816. Rak Koppling med skruv

Art.nr	För slang y.d	Hål
1816.1202.6.2	6	2
1816.1203.2	8	3
1816.1204.2	8	4



### 1816. Rak koppling

Art.nr	För slang i.d	Hål
1816.702.5.2	4,5	2
1816.702.2	6	2
1816.703.2	9	3
1816.704.2	10	4

## General purpose valvs

Klarar 1 bar och 5 mmHg

Kan steriliseras i 135°C

Notera att snabba förändringar av temperaturen kan skapa läckage pga materialets utvidgningar

### 1816. T-ventil med kran

Art.nr	För slang y.d	Hål
1816.1302.6.2	6	2
1816.1303.2	8	3
1816.1304.2	8	4



### 1816. T-Koppling

Art.nr	För slang i.d	Hål
1816.802.5.2	4,5	2
1816.802.2	6	2
1816.803.2	8	3
1816.804.2	10	4

