


846



520

**846. Gastvättflaska, PFA**

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Antal/fp
846.0250	250	61	160	1
846.0500	500	76	190	1
846.1000	1000	96	240	1

Filterhuvudet är av PTFE med en porocitet på ca 50 µm.
Slangnipplarna för slang med id 4 mm.

520. Kolvställ av svart gummi

Art.nr.	Hålets diam
520.30	30
520.55	55
520.90	90

494

**494. Klämmor, POM, för normalslipat glas**

Art.nr.	För slipning	Färg	Antal/fp
494.10	10/19	svart	10
494.14	14/23	gul	10
494.19	19/26	blå	10
494.24	24/29	grön	10
494.29	29/32	röd	10
494.34	34/35	orange	10
494.45	45/40	brun	10