


**242. Kombinations kit med inbyggd provbehållare, sterilt**

Art.nr	Volym	Längd	Antal/fp
242.170	170	175	10



44

Order order@noaxlab.se

**243. Sterila verktyg i PS**

Art.nr	Benämning	Längd	Antal/fp
243.1	Gaffel	155	1000 x 1
243.2	Sked	150	1000 x 1
243.3	Kniv	175	1000 x 1

! Sterila pipettspetsar samt serologiska pipetter se Vätskehantering

**β-sterilisation** ( 10 Kgray ) dödar bakterier, speciellt patogena bakterier och parasita organismer. Produkterna kontrolleras förpackning för förpackning under hela processen.

Kvalitetsprocessen dokumenteras med en " peel away sterile certificate" på varje förpackning med sterila produkter. Detta är mycket tidsbesparande. Certifikatet innehåller alla nödvändiga uppgifter som unikt lot nummer, varaktighetstid och en sterilitetsindikator. Etiketten kan lätt tas bort och sparas för kvalitetskontroll.

• Mått i mm • Volym i ml