

813



813. Bägare av borsilikatglas låg modell

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Förp
813.00025	25	34	48	10
813.00050	50	42	59	10
813.00100	100	51	71	10
813.00150	150	58	81	10
813.00250	250	69	95	10
813.00400	400	80	110	10
813.00600	600	90	126	10
813.00800	800	98	135	10
813.01000	1000	106	148	10
813.02000	2000	132	185	10

814



814. Bägare av borsilikatglas hög modell

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Förp
814.0025	25	29	55	10
814.0050	50	38	69	10
814.0100	100	47	85	10
814.0150	150	53	95	10
814.0250	250	62	112	10
814.0400	400	72	130	10
814.0600	600	82	148	10
814.0800	800	86	170	10
814.1000	1000	95	180	10
814.2000	2000	120	240	10
814.3000	3000	135	280	2

403



403. Bägare av propen med färgad gradering


Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Grad.	Förp
403.0010	10	25	35	1/1	12
403.0025	25	31	47	1/1	12
403.0050	50	40	60	5/1	12
403.0100	100	49	70	5/1	12
403.0150	150	56	80	5/1	12
403.0250	250	68	94	5/1	6
403.0400	400	77	109	10/1	6
403.0600	600	91	125	10/1	6
403.0800	800	98	136	50/1	6
403.1000	1000	102	149	50/1	6
403.2000	2000	133	183	100/1	6
403.3000	3000	158	203	100/1	2
403.5000	5000	185	248	250/1	4

Beställ varuprov kostnadsfritt!
– storlek 100 ml

Du vinner mycket på att köpa hela förpackningar!

Fabriksförpackade varor öppnas först hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk för felaktiga leveranser
- mindre risk för skadade varor

**404. Bägare TPX med pip, färgad gradering**

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Grad.	Förp
404.0010	10	25	35	1/1	12
404.0025	25	31	47	1/1	12
404.0050	50	40	60	5/1	12
404.0100	100	49	70	5/1	12
404.0150	150	56	80	5/1	12
404.0250	250	68	94	5/1	6
404.0400	400	77	109	10/1	6
404.0600	600	91	125	10/1	6
404.0800	800	98	136	50/1	6
404.1000	1000	102	149	50/1	6
404.2000	2000	133	183	100/1	6
404.3000	3000	158	203	100/1	2
404.5000	5000	185	248	250/1	4

481. Mätkärl, SAN, glasklar

Art.nr.	Volym	Gradering	Diam	Höjd	Antal/fp
481.0500	500	10	91	133	12
481.1000	1000	10	116	170	6
481.2000	2000	20	150	215	6
481.3000	3000	50	170	242	6

**455. Mätkärl PP med färgad gradering**

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Förp
455.0250	250	70	120	12
455.0500	500	90	135	12
455.1000	1000	120	170	6
455.2000	2000	150	220	6
455.3000	3000	160	255	6
455.5000	5000	200	270	6

966


966. Mätcyliinder av borsilikat hög modell med inbränd gradering, klass A

Art.nr.	Volym	Höjd	Grad.
966.0010	10	145	1/10
966.0025	25	190	1/2
966.0050	50	205	1/2
966.0100	100	260	1/1
966.0250	250	333	2/1
966.0500	500	380	5/1
966.1000	1000	460	10/1
966.2000	2000	520	20/1

948


948. Mätcyliinder av borsilikat hög modell med inbränd gradering, klass B enl. DIN 12685

Art.nr.	Volym	Höjd	Grad.
948.0010	10	145	1/10
948.0025	25	190	1/2
948.0050	50	205	1/2
948.0100	100	260	1/1
948.0250	250	333	2/1
948.0500	500	380	5/1
948.1000	1000	460	10/1
948.2000	2000	520	20/1

489


489. Högtransparent mätcyliinder av PMP klass A

Art.nr.	Volym	Indeln	Höjd	Diam	Förp
489.0010	10	1/5	140	16	2
489.0025	25	1/2	169	21	2
489.0050	50	1/1	199	28	2
489.0100	100	1/1	260	34	2
489.0250	250	2/1	315	47	2
489.0500	500	5/1	350	61	1
489.1000	1000	10/1	415	76	1
489.2000	2000	20/1	482	97	1

Certifikat medföljer

949


949. Mätcyliinder av borsilikat låg modell med inbränd gradering, klass B enl. DIN 12685


Art.nr.	Volym	Höjd	Grad.	± ml
949.0005	5	80	1/10	0,1
949.0010	10	100	1/1	0,2
949.0025	25	115	1/1	0,5
949.0050	50	145	2/1	1,0
949.0100	100	160	2/1	1,0
949.0250	250	185	5/1	2,0
949.0500	500	250	10/1	5,0
949.1000	1000	290	20/1	10,0
949.2000	2000	325	50/1	20,0

Beställ varuprov
kostnadsfritt!
– storlek 100 ml

Du vinner mycket
på att köpa hela
förpackningar!

Fabriksförpackade
varor öppnas först
hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk för felaktiga leveranser
- mindre risk för skadade varor



433. Glasklar mätcylinder av SAN-plast, hög modell med präglad och färgad skala

Art.nr.	Volym	Indeln	Höjd	Diam	Förp
433.0010	10	1/5	140	16	12
433.0025	25	1/2	169	21	12
433.0050	50	1/1	199	28	12
433.0100	100	1/1	260	34	12
433.0250	250	2/1	315	47	6
433.0500	500	5/1	350	61	6
433.1000	1000	10/1	415	76	6
433.2000	2000	20/1	482	97	6

441. Glasklar mätcylinder av TPX-plast, hög modell med präglad gradering

Art.nr.	Volym	Indeln	Höjd	Diam	Förp
441.0010	10	1/5	140	16	12
441.0025	25	1/2	169	21	12
441.0050	50	1/1	199	28	12
441.0100	100	1/1	260	34	12
441.0250	250	2/1	315	47	6
441.0500	500	5/1	350	61	6
441.1000	1000	10/1	415	76	6
441.2000	2000	20/1	482	97	6




815. Mätcylinder av sodaglas hög modell med inbränd gradering

Art.nr.	Volym	Grad.	Diam	Höjd	Förp
815.0005	5	1/10	14	105	10
815.0010	10	1/10	14	145	10
815.0025	25	1/2	20	180	10
815.0050	50	1/2	25	205	10
815.0100	100	1/1	30	270	10
815.0250	250	2/1	40	350	10
815.0500	500	5/1	53	370	10
815.1000	1000	10/1	65	460	10

818. Mätcylinder av sodaglas låg modell med inbränd gradering

Art.nr.	Volym	Grad.	Diam	Höjd	Förp
818.0010	10	1/1	20	90	10
818.0025	25	1/1	26	120	10
818.0050	50	2/1	30	165	10
818.0100	100	2/1	40	175	10
818.0250	250	5/1	52	225	10
818.0500	500	10/1	65	270	10
818.1000	1000	20/1	85	310	10
818.2000	2000	50/1	100	385	10

• Mått i mm • Volym i ml



439

439. Glasklar mätcylinder av SAN-plast, låg modell med präglad och färgad skala

Art.nr.	Volym	Indeln	Höjd	Diam	Förp
439.0025	25	1/2	122	22	12
439.0050	50	1/1	142	27	12
439.0100	100	2/1	163	37	12
439.0250	250	5/1	192	51	6
439.0500	500	10/1	218	67	6
439.1000	1000	20/1	285	78	6



434

434. Mätcylinder av PP, låg modell

Art.nr.	Volym	Grad.	Höjd	Diam	Förp
434.0010	10	1/2	90	90	10
434.0025	25	1/2	122	22	10
434.0050	50	1/1	142	27	12
434.0100	100	2/1	163	37	8
434.0250	250	5/1	192	51	4
434.0500	500	10/1	218	67	4
434.1000	1000	20/1	285	78	2
434.2000	2000	50/1	375	200	2



432

432. Mätcylinder av propen, hög modell

Art.nr.	Volym	Grad.	Höjd	Diam	Förp
432.0010	10	1/5	140	16	12
432.0025	25	1/2	169	21	12
432.0050	50	1/2	199	28	12
432.0100	100	1/1	260	34	12
432.0250	250	2/1	315	47	6
432.0500	500	5/1	350	61	6
432.1000	1000	10/1	415	76	6
432.2000	2000	10/1	482	97	3



942

942. Blandningscylinder av borsilikatglas med NS-propp och brun inbränd gradering, klass B enl. DIN 12685

Art.nr.	Volym	Höjd	Grad.	Förp
942.0010	10	107	1/10	20
942.0025	25	215	1/2	20
942.0050	50	220	1/2	20
942.0100	100	290	1/1	10
942.0250	250	365	2/1	10
942.0500	500	390	5/1	10
942.1000	1000	485	10/1	10

965. Blandningscylinder av borsilikatglas med NSpropp och brun inbränd gradering, klass A

Art.nr.	Volym	Höjd	Grad.	Förp
965.0010	10	167	1/10	20
965.0025	25	215	1/2	20
965.0050	50	220	1/2	20
965.0100	100	290	1/1	10
965.0250	250	365	2/1	10
965.0500	500	390	5/1	10
965.1000	1000	485	10/1	10

424. Mätkolv av PP, med NS-propp, kalibreringen likvärdig med klass B enl. DIN 12664

Art.nr.	Volym	Höjd	NS-B	Förp
424.050	50	150	10	6
424.100	100	180	14	6
424.250	250	235	19	5
424.500	500	270	19	4
424.1000	1000	310	24	3

947. Mätkolv av borsilikat utan slipning, med blå inbränd gradering, klass A enl. DIN 12664

Art.nr.	Volym	Tolerans + ml	Förp
947.0005	5	0,025	10
947.0010	10	0,025	10
947.0020	20	0,04	10
947.0025	25	0,04	10
947.0050	50	0,06	10
947.0100	100	0,10	10
947.0250	250	0,15	10
947.0500	500	0,25	10
947.1000	1000	0,40	10
947.2000	2000	0,60	1

Beställ varuprov kostnadsfritt!
– storlek 100 ml

Du vinner mycket på att köpa hela förpackningar!
Fabriksförpackade varor öppnas först hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk för felaktiga leveranser
- mindre risk för skadade varor

• Mått i mm • Volym i ml

965



424



947



49

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

945



425



490



945. Mätkolv borosilikat Duran med NS-propp av PP blå inbränd gradering , klass A enl. DIN 12664

Art.nr.	Volym	NS	Tolerans ± ml	Förp
945.0001	1	7	mikrokolv	10
945.0002	2	7	mikrokolv	10
945.0005	5	7	0,025	10
945.0010	10	7	0,025	10
945.0020	20	10	0,04	10
945.0025	25	10	0,04	10
945.0050	50	12	0,06	10
945.0100	100	12	0,10	10
945.0200	200	14	0,15	10
945.0250	250	14	0,15	10
945.0500*	500	19	0,25	10
945.1000*	1000	24	0,40	10
945.2000*	2000	29	0,60	10
945.5000	5000	34	1,20	10

*=annat borosilikat

425. Mätkolv av PMP med propp av PP. Kalibreringen likvärdig med klass B enl. DIN 12664

Art.nr.	Volym	Höjd	NS-B	Förp
425.050	50	150	10	6
425.100	100	180	14	6
425.250	250	235	19	5
425.500	500	270	19	4
425.1000	1000	310	24	3

490. Mätkolv, PMP, ISO 1042, klass A

Art.nr.	Volym	Tolerans	Höjd	NS-propp	Antal/fp
490.0025	25	0,04	115	10/19	6
490.0050	50	0,06	150	10/19	6
490.0100	100	0,10	180	14/23	6
490.0250	250	0,15	235	19/26	5
490.0500	500	0,25	270	19/26	4
490.1000	1000	0,40	310	24/29	3

Levereras med certifikat.

• Mått i mm • Volym i ml

851



851. Erlenmekerkolv av Duranglas med normal-slipning

Art.nr.	Volym	NS	Förp
851.0010.14	10	14	10
851.0025.14	25	14	10
851.0025.19	25	19	10
851.0050.14	50	14	10
851.0050.19	50	19	10
851.0050.24	50	24	10
851.0100.14	100	14	10
851.0100.19	100	19	10
851.0100.24	100	24	10
851.0150.24	150	24	10
851.0150.29	150	29	10
851.0250.24	250	24	10
851.0250.29	250	29	10
851.0250.45	250	45	10
851.0500.24	500	24	10
851.0500.29	500	29	10
851.0500.45	500	45	10
851.1000.24	1000	24	10
851.1000.29	1000	29	10
851.1000.45	1000	45	10
851.2000.29	2000	29	10
851.2000.45	2000	45	10

854



854. Sättkolv av Duran kort hals med normal slipning

Art.nr.	Volym	NS	Förp
854.0100.24	100	24	10
854.0100.29	100	29	10
854.0250.24	250	24	10
854.0250.29	250	29	10
854.0500.24	500	24	10
854.0500.29	500	29	10
854.1000.29	1000	29	10

860



860. Rundkolv av borsilikatglas, kort hals, NS

Art.nr.	Volym	NS-B	Förp
860.0005.14	5	14	10
860.0010.14	10	14	10
860.0025.14	25	14	10
860.0025.19	25	19	10
860.0050.14	50	14	10
860.0050.19	50	19	10
860.0050.24	50	24	10
860.0100.14	100	14	10
860.0100.19	100	19	10
860.0100.24	100	24	10
860.0100.29	100	29	10
860.0250.19	250	19	10
860.0250.24	250	24	10
860.0250.29	250	29	10
860.0500.19	500	19	10
860.0500.24	500	24	10
860.0500.29	500	29	10
860.0500.34	500	34	10
860.1000.24	1000	24	10
860.1000.29	1000	29	10

Beställ varuprov kostnadsfritt!
– storlek 100 ml

Du vinner mycket på att köpa hela förpackningar!
Fabriksförpackade varor öppnas först hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk för felaktiga leveranser
- mindre risk för skadade varor

• Mått i mm • Volym i ml




846

846. Gastvättflaska, PFA

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Antal/fp
846.0250	250	61	160	1
846.0500	500	76	190	1
846.1000	1000	96	240	1

Filterhuvudet är av PTFE med en porocitet på ca 50 µm.
Slangnipplarna för slang med id 4 mm.

520

**520. Kolvställ av svart gummi**

Art.nr.	Hålets diam
520.30	30
520.55	55
520.90	90



494

494. Klämmor, POM, för normalslipat glas

Art.nr.	För slipning	Färg	Antal/fp
494.10	10/19	svart	10
494.14	14/23	gul	10
494.19	19/26	blå	10
494.24	24/29	grön	10
494.29	29/32	röd	10
494.34	34/35	orange	10
494.45	45/40	brun	10

834



834. Droppflaska av brunt glas med pipett och sifon

Art.nr.	Volym
834.30	30
834.50	50
834.100	100

837. Gastvättflaskor enl. Drechel, NS 29 endast flaskan

Art.nr.	Volym	NS	Höjd
837.100	100	29/32	200
837.250	250	29/32	200
837.500	500	29/32	200

837



841, 843, 845. Glasfilteruppsats med NS 29 som passar till flaska 837

Art.nr.	Porositet	
841.1		utan filter
843.0	0	liggande filter
843.1	1	liggande filter
843.2	2	liggande filter
843.3	3	liggande filter
845.0	0	stående filter
845.1	1	stående filter
845.2	2	stående filter
845.3	3	stående filter

843

845

841



217

217. Sprayflaskor i PP, spraymunstycket kan varieras från dimma till stråle på 3-4 meter

Art.nr.	Volym	Färg	Antal/fp
217.400	400	Vit	5
217.800	800	Vit	5

451



451. Propp av grått, mjukt naturgumi

Art.nr.	Öd	Ud	Höjd	Antal/fp
451.008D	8	4	20	100
451.010D	9	5	20	100
451.013D	12	8	20	100
451.015D	15	11	20	100
451.018D	18	14	20	100
451.021D	21	16	25	100
451.024D	24	18	30	100
451.027D	27	21	30	100
451.031D	31	25	30	100
451.034D	34	28	30	100
451.038D	38	31	35	100
451.041D	41	34	35	100
451.045D	44	36	40	100
451.049D	49	41	40	100
451.054D	54	46	40	50
451.060D	60	50	45	20
451.065D	65	56	45	20
451.070D	70	60	50	10
451.075D	75,5	64,5	55	10
451.083D	83	71	60	1
451.092D	92	79	65	1
451.100D	100	87	65	1
451.107D	107	94	65	1

452



452. Propp av mjukt silikongummi

Art.nr.	Öd	Ud	Höjd	Antal/fp
452.008D	8	4	20	100
452.010D	10	6	20	100
452.013D	12	8	20	100
452.015D	5	11	20	100
452.018D	18	14	20	100
452.021D	21	16	25	100
452.024D	24	18	30	100
452.027D	27	21	30	100
452.031D	31	25	30	100
452.034D	34	28	30	100
452.038D	38	31	35	100
452.041D	41	34	35	100
452.045D	44	36	40	100
452.049D	49	41	40	100
452.054D	54	46	40	50
452.060D	60	50	45	20
452.065D	65	56	45	20
452.070D	70	60	50	10
452.075D	75,5	64,5	55	10
452.083D	83	71	60	1
452.092D	92	79	65	1
452.100D	100	87	65	1
452.107D	107	94	65	1

454



454. Propp, viton

Art.nr.	Öd	Ud	Höjd	Antal/fp
454.06	6	3.7	5	50
454.10	10	7	9	40
454.14	14	10	19	10
454.16	16	13	21	25
454.19	19	16	23	5
454.23	23	19	28	5
454.29	29	24	32	5
454.34	34	28	36	2
454.37	37	31	41	2
454.43	43	36	45	2
454.49	49	40	49	2

849. NS-propp, borosilikat-glas Duran, ihåliga, sexkantiga

Art.nr.	NS	Öd/höjd
849.07	B 7	7,5/16
849.10	B 10	10/19
849.12	B 12	12,5/21
849.14	B 14	14,5/23
849.19	B 19	19/26
849.24	B 24	24/29
849.29	B 29	29/32
849.34	B 34	34,5/35
849.45	B 45	45/40

849

**453. NS-proppar av PP, ihåliga, sexkantiga**

Art.nr.	NS
453.B05	B 5
453.B07	B 7
453.B09	B 9
453.B11	B 11
453.B12	B 12
453.B13	B 13
453.B14	B 14
453.B19	B 19
453.B24	B 24
453.B29	B 29
453.B34	B 34
453.B40	B 40
453.B45	B 45
453.B50	B 50
453.B55	B 55
453.B60	B 60

453



859

**859. Rundkolv av borosilikatglas med smal hals**

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Förp
859.00025	36	22	95	36
859.00050	10	22	105	10
859.00100	10	22	115	10
859.00250	10	34	145	10
859.00500	10	34	175	10
859.01000	10	34	210	10

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

855

**855. Rundkolv av borsilikatglas med vid hals**

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Antal/fp
855.00050	50	34	105	10
855.00100	100	34	115	10
855.00250	250	50	145	10
855.00500	500	50	175	10
855.01000	1000	50	210	10
855.02000	2000	50	260	1
855.04000	4000	76	315	1
855.06000	6000	76	355	1
855.10000	10000	89		1
855.20000	20000	89		1

853

**853. Sättkolv av borsilikatglas med smal hals**

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Antal/fp
853.00050	50	22	100	10
853.00100	100	22	110	10
853.00250	250	34	140	10
853.00500	500	34	170	10
853.01000	1000	34	200	10

858

**858. Sättkolv av borsilikatglas med vid hals**

Art.nr.	Volym	Hals	Höjd	Antal/fp
858.0050	50	34	100	10
858.0100	100	34	110	10
858.0250	250	50	140	10
858.0500	500	50	170	10
858.1000	1000	50	200	10
858.2000	2000	50	250	10

• Mått i mm • Volym i ml

423



423. Erlenmeyerkolv av PP med skruvlock. Passande NS-proppar

Art.nr.	Volym	NS	Förp
423.0050	50	34	10
423.0100	100	34	10
423.0250	250	45	10
423.0500	500	45	10
423.1000	1000	45	10

831. Flaska av borsilikat med NS-propp

Art.nr.	Volym	NS	Diam	Höjd	Förp
831.00025	25	14	36	59	48
831.00050	50	14	42	77	48
831.00100	100	14	52	95	48
831.00250	250	19	70	129	24
831.00500	500	24	86	162	16
831.01000	1000	29	107	196	6
831.02500	2500	29	145	260	6
831.05000	5000	45	181	318	2
831.10000	10000	60	227	395	1
831.20000	20000	60	288	484	1

831



830. Flaska av sodaglas med NS-propp

Art.nr.	Volym	NS	Diam	Höjd	Förp
830.00050	50	14	42	77	48
830.00100	100	14	52	95	48
830.00250	250	19	70	129	24
830.00500	500	24	86	162	15
830.01000	1000	29	107	196	12
830.02000	2000	29	133	246	6
830.05000	5000	45	181	318	1
830.10000	10000	60	227	395	1

830



826. Flaska, Simax av borsilikat med blått skruvlock och droppring, steriliserbar till 140° . GL-gänga enl ISO-standard

Art.nr.	Volym	GL	Diam	Höjd	Förp
826.00100	100	45	56	105	10
826.00250	250	45	70	143	10
826.00500	500	45	86	182	10
826.01000	1000	45	101	203	10
826.02000	2000	45	136	260	10
826.05000	5000	45	186	355	6
826.10000	10000	45	234	435	1
826.20000	20000	45	280	380	1

826



407. Flaska av PP med NS-propp av PP

Art.nr	Volym	Förp	NS	Diam	Höjd
407.00100	100	20	14	51	106
407.00250	250	20	19	70	138
407.00500	500	10	24	85	172
407.01000	1000	10	29	105	213
407.02000	2000	6	29	131	255
407.05000	5000	4	45	180	325
407.10000	10000	2	60	220	402

407



524

**524. Glasklara flaskor av Polykarbonat med skruvlock samt extra skruvlock med lufthål**Flaska med
vanligt skruvlockExtra skruvlock
med lufthål

Art.nr	Volym	Art.nr	Passar till
524.250	250	524.91	524.250
524.500	500	524.92	524.500