

568

**568. Separertratt SAN**

Art.nr	Volym
568.125	125
568.250	250
568.500	500

568.1000



585.1

920. Täckglas, "imglas", kvadratiska, 0,13–0,17 mm, 200 st per ask

Art.nr	Storlek
920.1818	18x18
920.2020	20x20
920.2222	22x22
920.2424	24x24

920

**568.1000 Sedimentationskon enl. Imhoff, och ställ av polykarbonat**

Art.nr	Volym	Indelning
568.1000	0–2 ml	1/10
	2–10 ml	1/2
	10–40 ml	1/1
	40–100 ml	2/1
	100–1000 ml	50/1

585.1 Ställ av PC

Art nr: 585.1

70

Order order@noaxlab.se

444

**444. Petriskålar, PS, steril**

Art.nr	Diam	Typ	Antal/fp
444.060	60	utan ribbor	500
444.090	90	med ribbor	500
444.090.3	90	3-delad	500
444.120	120 x 120	fyrkantig	270

Förpackade 20 st i plastpåse.

874

**874. Petriskålar av planglas med smält kant**

Art.nr	Diam	Höjd	Förp
874.060.12	60	12	12
874.080.15	80	15	12
874.090.15	90	15	12
874.100.10	100	10	12
874.100.15	100	15	12
874.100.20	100	20	12
874.120.20	120	20	12
874.150.25	150	25	12
874.200.30	200	30	6

873

**873. Objektglas 76x26 mm, 50 st per förpackning**

Art.nr	Typ
873.1	skurna kanter
873.2	slipade kanter
873.3	matterad, skurna kanter
873.4	fördjupning, slipade kanter

545

**545. Objektglasbricka för 20-40 glas, 76x26 mm**

Art.nr	Antal glas	Mått
545.20	20	340x190
545.40	40	680x190

71

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

577



577. Provrörställ i tre olika färger av propen, tål autoklavering, för rördiametrar 16–25 mm

Röd	Blå	Gul	Rördiam.	Platser	L x B x H
577.116	577.216	577.316	16	60	247x104x70
577.120	577.220	577.320	20	40	247x104x70
577.125	577.225	577.325	25	40	297x124x85

578



578.80 Provrörställ, PMMA med skumgummi grepp för 80 rör 75x12 mm

579



579. Provrörställ av PP för 12 eller 24 rör, max diameter 18 mm

Art.nr	Rördiam	Platser	L x B x H
579.12	18	12	180x56x120
579.24	18	24	325x56x120

• Mått i mm • Volym i ml

464. Provrörställ av plastöverdragen tråd

Art.nr	Rördiam	Antal rör	Höjd
464.1218	12	3 x 6	40
464.1224	12	4 x 6	62
464.1245	12	3 x 15	40
464.1260	12	4 x 15	42
464.1712	17	2 x 6	80
464.1720	17	2 x 10	60
464.1724	17	4 x 6	80
464.1812	18	3 x 4	60
464.2024	20	4 x 6	80
464.2060	20	6 x 10	60
464.2412	24	3 x 4	60
464.3012	30	2 x 6	160
464.3020	30	2 x 10	60
464.4006	40	1 x 6	160

464


**885. Provrör av borsilikatglas Duran, kraftiga, med NS-hylsa och med skrivfält**

Art.nr	Mått	NS-hylsa
885.14.100	14 x 100	10
885.17.100	17 x 100	12
885.18.100	18 x 100	14
885.23.100	23 x 100	19
885.23.150	23 x 150	19
885.29.150	29 x 150	24
885.29.200	29 x 200	24

885



511



512

Provrör och centrifugrör av ren teflon som tål de flesta kemikalier samt temperaturer upp till + 275° C

511. Konisk

Art.nr	Volym	Mått
511.12,5	12	110x16

512. Rund

Art.nr	Volym	Mått
512.8	8	100x12
512.175	17,5	100x18

465

**465. Provrörställ av PEH**

Art.nr	Rördiam.	Antal rör	Ytermått
465.132	11	13	55x200
465.130	16	10	55x200
465.131	18	9	55x200
465.135	20	8	55x200
465.136	24	7	55x200
465.133			fotplatta till fyra ställ
465.134			fotplatta till två ställ

74

Order order@noaxlab.se




589

589. Formare för kolsyreis med anslutning till standardgänga lätt att hantera

Art.nr	Diameter	Höjd	Fylltid
589.050	50	22	c:a 1 minut
589.100	100	75	c:a 2,5 miunter

462

**462. Provrör av klar polystyrenplast**

Art.nr	Material	Öd	Längd	Volym	Propp
462.1040	PS	11	55	3,5	462.9680
462.1060	PS	12	57	4,0	462.9670
462.1070	PS	12	70	6,0	462.9670
462.1080	PS	12	75	6,0	462.9670
462.1090	PS	14	81	7,0	462.9660
462.1100	PS	16	70	9,0	462.9650
462.1110	PP	14	100	9,0	462.9660

Propparna levereras standard i natufärgad polyeten.

• Mått i mm • Volym i ml



75

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

462. Provrör av klar polystyrenplast


Art.nr	Öd	Längd	Volym	Botten	Propp
462.3010	17	110	15.0	konisk	462.9650
462.3020	17	110	15.0	rund	462.9650
462.3030	17	100	14.0	rund	462.9650
462.3040	17	110	15.0	konisk	462.9650
462.3050	17	110	15.0	konisk	462.9650

Propparna levereras standard i natufärgad polyeten.

Art.nr 462.3040 är strålsteriliserat

Art.nr 462.3050 är hygienförpackat.

Båda med skruvlock och packade i påse om 100 st.



884. Provrör av borosilikatglas med rund botten kantförstärkt

Art.nr	Mått	Gods	Förp
884.10.075	10 x 75	1,0	100
884.12.100	12 x 100	1,0	100
884.16.150	16 x 150	1,2	100
884.19.150	19 x 150	1,2	100
884.38.200	38 x 200	1,4	10
884.24.200	24 x 200	1,4	10

Beställ varuprov
kostnadsfritt!
– storlek 100 ml

Du vinner mycket på att köpa hela förpackningar!
Fabriksförpackade varor öppnas först hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk för felaktiga leveranser
- mindre risk för skadade varor

• Mått i mm • Volym i ml

961. Titrerapparat

Art.nr.	Volym	Indeln
961.010.1	10	1/50
961.010.2	10	1/20
961.025.1	25	1/20
961.025.2	25	1/10
961.050	50	1/10
961.100	100	1/5

Titrerapparat enl. Pellet av Duranglas, automatisk nollställningspunkt, inbränd syrafast blå färg, Schellbach-rand med återloppskran, klart eller brunfärgat glas

**559. Byretter**

Art.nr.	Volym	Indeln
559.10	10	1/20
559.25	25	1/20

**583****583. Byrettkran av PMP/FEP**

Art nr: 583.1

559. Byretter av PVC och PMP

Art.nr.	Volym	Indeln
559.10	10	0,1
559.25	25	0,1

**401****401. Byrettbollar**

Art.nr.	
401.4.1	storlek 4, 1 boll
401.4.2	storlek 4, 2 bollar
422.01	Klysovpomp

**597****597. Byretthållare, dubbel**

Art.nr.	
597.140	dubbel

582. Byretter Schilling av boro-silikatglas klass B enl. DIN 12700, flaska av polyeten

Art.nr	Volym	Indeln	Flaska
582.05	5	1/20	500
582.10	10	1/20	500
582.15	15	1/10	500
582.25	25	1/10	1000
582.50	50	1/10	1000



582

77

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

956

955



955.

Byretter, rak kran, Duran, klass AS enl. DIN 12700, blå inbränd gradering, NS-kran av teflon och Schellbachrand

Art.nr	Volym	Indeln	Tolerans
955.005	5	1/50	0,01
955.010.1	10	1/50	0,02
955.010.2	10	1/20	0,02
955.010.3	10	1/10	0,02
955.025.1	25	1/10	0,03
955.025.2	25	1/20	0,03
955.050	50	1/10	0,05
955.100	100	1/5	0,08

957.

Mikrobyretter enl. Bang, Duran-glas, Schellbachrand, glaskranar NS 12, med rak kran av teflon

Art.nr	Volym	Indeln	Tolerans
957.01	1	1/100	0,01
957.02	2	1/100	0,01
957.05.1	5	1/100	0,01
957.05.2	5	1/50	0,01
957.10	10	1/50	0,02

957. Stativ till mikrobyrett

Art.nr 957.15

956.

Samma som typ 955 men med sidokran av teflon

Art.nr	Volym	Indeln	Tolerans
956.005	5	1/50	0,01
956.010.1	10	1/50	0,02
956.010.2	10	1/20	0,02
956.010.3	10	1/10	0,02
956.025.1	25	1/10	0,02
956.025.2	25	1/20	0,03
956.050	50	1/10	0,05
956.100	100	1/5	0,08

958.

Samma som typ 957 men med sidokran av teflon

Art.nr	Volym	Indeln	Tolerans
958.01	1	1/100	0,01
958.02	2	1/100	0,01
958.05.1	5	1/100	0,01
958.05.2	5	1/50	0,01
958.10	10	1/50	0,02

Byretter kan fås med glaskranar som tillbehör-

• Mått i mm • Volym i ml

957.15

Art.nr	Volym
952.0005	0,5
952.001	1
952.0015	1,5
952.002	2
952.0025	2,5
952.003	3
952.004	4
952.005	5
952.006	6
952.007	7
952.0075	7,5
952.008	8
952.009	9
952.010	10
952.015	15
952.020	20
952.025	25
952.030	30
952.040	40
952.050	50
952.100	100
952.200	200

952.
Vollpipett, klass B, färgkod,
ringmärke, toleranser
angivna på pipetterna,
brun inbränd färg

953.
Vollpipett klass AS,
snabbtömning,
färgkod, ringmärke,
toleranser och töm-
ningstider angivna
på pipetterna,
blå inbränd färg

Art.nr	Volym
953.0005	0,5
953.001	1
953.0015	1,5
953.002	2
953.0025	2,5
953.003	3
953.004	4
953.005	5
953.006	6
953.007	7
953.0075	7,5
953.008	8
953.009	9
953.010	10
953.015	15
953.020	20
953.025	25
953.030	30
953.040	40
953.050	50
953.100	100
953.200	200

950 951 952 953



950. Mätpipett, AR-glas, graderad till spetsen
med nollpunkten upptill, brun inbränd gradering,
klass B, toleranser angivna på pipetterna.

Art.nr	Vol	Indeln	Tolerans
950.001.1	0,1	1/1000	0,003
950.001.2	0,1	1/100	0,003
950.002.1	0,2	1/1000	0,003
950.002.2	0,2	1/500	0,003
950.002.3	0,2	1/100	0,003
950.005.1	0,5	1/200	0,005
950.005.2	0,5	1/100	0,005
950.01.1	1	1/100	0,006
950.01.2	1	1/10	0,006
950.02.1	2	1/100	0,010
950.02.2	2	1/50	0,010
950.02.3	2	1/10	0,010
950.05.1	5	1/20	0,030
950.05.2	5	1/10	0,030
950.10.1	10	1/20	0,050
950.10.2	10	1/10	0,050
950.20	20	1/10	0,050
950.25	25	1/10	0,10
950.50.1	50	1/10	0,20
950.50.2	50	1/5	0,20

951. Mätpipett, graderad till spetsen med nollpunkt
upptill, färgkod, blå inbränd gradering, klass
AS, toleranser angivna på pipetterna.

Art.nr	Volym	Indeln	Tolerans	Art.nr	Volym	Indeln	Tolerans
951.001.1	0,1	1/1000	0,006	951.02.2	2	1/50	0,020
951.001.2	0,1	1/100	0,006	951.02.3	2	1/10	0,020
951.002.1	0,2	1/1000	0,006	951.05.1	5	1/20	0,060
951.002.2	0,2	1/500	0,006	951.05.2	5	1/10	0,060
951.002.3	0,2	1/100	0,006	951.10.1	10	1/20	0,10
951.005.1	0,5	1/200	0,010	951.10.2	10	1/10	0,10
951.005.2	0,5	1/100	0,010	951.20	20	1/10	0,20
951.01.1	1	1/100	0,012	951.25	25	1/10	0,20
951.01.2	1	1/10	0,12	951.50.1	50	1/10	0,40
951.02.1	2	1/100	0,020	951.50.2	50	1/5	0,40