



**536. Parafilm självförslutande folie. Tål temp. upptill ca +65° men bör ej utsättas för kyla**

Art.nr.	Beskrivning
536.7605	76 m, x 5 cm
536.3810	38 m, x 10 cm



**532. Aluminiumfolie i praktisk dispenserförpackning**

Art.nr.	Längd i m	Bredd i cm
532.2030	20	30
532.15030	150	30



**535. Plastfolie, typ Glad-pack, i dispenserförpackning med avrivningskant**

Art.nr.	Längd i m	Bredd i cm
535.6030	60	30
535.30030	300	30

460.3020



**460.3020**  
**Kleenex Kimcare Medical**  
**torkduk.**

Dunmjuk två-skiktsduk med hög absorptionsförmåga och våtstyrka. Lämplig för rengöring av optiska instrument. Repar ej. Luddar ej. Autoklaverbar i asken.  
 76 st dukar i asken och i storlek 120 x220 mm.  
 Transportkartong = 144 askar

460.7551



**460.7551**  
**Kleenex Kimwipes Lite**

Samma egenskaper som Medical Wipes men enskikts duk i ask om 196 st i storlek 304x304 mm.  
 Transportkartong = 15 askar

460.7552



**460.7552**  
**Kimwipes Tissues "Kuben"**

280 st i storlek 114 x 213 mm.  
 Transportkarton = 30 askar



460.7102

### 460.7102 Kleenex Luxus Tissues i dispenserask

Samma egenskaper som Medical Wipes men i askar om 100 st och i storlek 220 x 220 mm. Transportkartong = 33 askar

Art.nr 460.7102

81

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

### 460.6761

### Kleenex Super-Soft handuk i 3-lager

Antal: 2640 ark  
Storlek: 31,5 x 21,5 cm

460.7819



### 460.7819

Praktisk väggdispenser för Kimwipes Lite 7102

539-1



539-2



537



### 537. Sopsäckar av svart återvunnen plast, 125 liter

Art.nr	Beskrivning
537.04125	25 st/rulle

### 539. Bytac, bänkskydd av teflon, FEP, undersida av vinyl

Art.nr.	Bredd, mm	Längd, m	Laminat
539.1050	50	33.0	FEP/vinyl
539.1100	100	33.0	FEP/vinyl
539.1320	320	4.6	FEP/vinyl

### 539. Bytac, bänkskydd av teflon, FEP, undersida av aluminium

Art.nr.	Bredd, mm	Längd, m	Laminat
539.2050	50	33.0	FEP/aluminium
539.2100	100	33.0	FEP/aluminium
539.2320	320	4.6	FEP/aluminium

Bytac är ett laminat med en ovansida av teflon, FEP, och en undersida av antingen vinyl eller aluminium som är självhäftande

Bytac är lätt att skära till och montera

Vinyl undersida för temperaturer upp till 93 °C.

Aluminium undersida för höga temperaturer, upp till 182 °C i en timme.

458



### 458. Bänkläsk, skyddspapper med plastad undersida, ark eller rulle

Art.nr	Beskrivning
458.4860	100 ark, 480x600 mm
458.4343	250 ark, 430x430 mm
458.050	Rulle, 0,5x50 m
458.100	Rulle, 0,5x100m

### 457. Påse av polyeten "MINIGRIP" med blix- läsförslutning

Art.nr.	Tjocklek	Mått B x H	Antal/förp.
<i>utan skrivfält</i>			
457.1102	0,05	55 x 65	100
457.1104	0,05	60 x 80	100
457.1106	0,05	60 x 250	100
457.1108	0,05	70 x 100	100
457.1109	0,05	70 x 150	100
457.1112	0,05	80 x 120	100
457.1114	0,05	90 x 190	100
457.1115	0,05	100 x 100	100
457.1116	0,05	100 x 150	100
457.1120	0,05	120 x 180	100
457.1125	0,05	150 x 250	100
457.1128	0,05	150 x 250	100
457.1129	0,05	150 x 300	100
457.1132	0,05	160 x 120	100
457.1134	0,05	170 x 230	100
457.1136	0,05	175 x 250	100
457.1140	0,05	175 x 300	100
457.1143	0,05	200 x 250	100
457.1144	0,05	200 x 300	100
457.1148	0,05	200 x 350	100
457.1152	0,05	230 x 320	100
457.1156	0,05	250 x 350	100
457.1158	0,05	275 x 450	100
457.1159	0,05	300 x 400	100

#### med skrivfält

457.1161	0,05	60 x 80	100
457.1160	0,05	70 x 100	100
457.1163	0,05	70 x 150	100
457.1165	0,05	80 x 120	100
457.1162	0,05	80 x 180	100
457.1164	0,05	100 x 150	100
457.1168	0,05	120 x 180	100
457.1172	0,05	150 x 200	100
457.1176	0,05	150 x 250	100
457.1175	0,05	170 x 230	100
457.1177	0,05	170 x 300	100
457.1174	0,05	200 x 300	100
457.1178	0,05	230 x 320	100
457.1180	0,09	100 x 150	100
457.1184	0,09	150 x 200	100
457.1188	0,09	150 x 250	100



### 463.30

Påsförslutare av plast,  
ej återförslutningsbar,  
längd 30 cm

### 430. Etiketter


Art.nr	Mått
430.2918	29x18
430.3724	37x24
430.5937	59x37



### 456. Kraftiga påsar av polyeten


Art.nr.	Tjocklek	Mått	Vol, liter	Antal/förp.
456.04150	0,04150	150 x 225	1,2	500
456.04180	0,04	180 x 320	2,7	500
456.04210	0,04	210 x 450	5,4	500
456.04250	0,04	250 x 320	4,8	500
456.04270	0,04	270 x 380	6,8	500
456.04300	0,04	300 x 450	10,2	500
456.07090	0,07	90 x 135	0,3	100
456.07130	0,07	130 x 220	0,95	100
456.07160	0,07	160 x 290	2,0	100
456.07220	0,07	220 x 350	4,3	100
456.07250	0,07	250 x 350	5,5	100
456.07300.1	0,07	300 x 450	10,2	100
456.07300.2	0,07	300 x 450	10,2	100 svart
456.07300.3	0,07	300 x 500	11,7	100
456.07400.1	0,07	400 x 700	29	100
456.07400.2	0,07	400 x 700	29	100 svart
456.07500	0,07	500 x 800	51	100
456.10100	0,10	100 x 150	0,38	100
456.10160	0,10	160 x 230	1,5	100
456.10400	0,10	400 x 700	29	100
456.10650	0,10	650 x 1120	122	ST
456.10800	0,10	800 x 1300	213	ST
456.25750	0,25	750 x 2100	333	ST
456.25850	0,25	850 x 2200	444	ST

459

**459. Steril plastpåse, Steribag, PE, med eller utan skrivfält**

Art.nr.	Volym	Längd	Bredd	Typ
459.00601	60	76	127	med skrivfält
459.01801	180	76	178	med skrivfält
459.05401	540	114	229	med skrivfält
459.07201	720	140	229	med skrivfält
459.08101	810	114	305	med skrivfält
459.00602	60	76	127	utan skrivfält
459.01802	180	76	178	utan skrivfält
459.05402	540	114	229	utan skrivfält
459.07202	720	140	229	utan skrivfält
459.08102	810	114	305	utan skrivfält

Säljes i 500 st förpackning.



1.

Riv av den perforerade övre delen

2.

För att undvika kontamination på insidan,

3.

öppna påsen genom att dra isär med plastbanden.

4.

Greppa plastbanden i ytterändarna.

5.

Snurra påsen 3-4 varv runt plastbandet

6.

Vik plastbanden mot varandra för att åstadkomma en lufttät och läckagesäker förslutning