

603



Naturgummilatex, ett organiskt material och en ren naturprodukt. Slangen kännetecknas av en mycket god elasticitet och en mycket god följsamhet (mjuk och böjlig)

Draghållfasthet / Brottöjning	Draghållfasthet i MPa	Brottöjning i %
Obehandlad	24,9	720
Efter Sterilisering	22,9	680

Temperaturområde: Upp till +100°C.
Shore: 40
Färg: Ofärgad – Bruntransparent nyans

603. Latexslang i mm-mått

Art.nr	id	yd	meter/fp
603.0204	2	4	20
603.0305	3	5	20
603.0306	3	6	20
603.0406	4	6	20
603.03064	3	6,4	20
603.0407	4	7	20
603.0508	5	8	20
603.0509	5	9	20
603.0510	5	10	20
603.0609	6	9	20
603.06095	6	9,5	20
603.0610	6	10	20
603.0611	6	11	20
603.0710	7	10	20
603.0711	7	11	20
603.0811	8	11	20
603.0812	8	12	20
603.0913	9	13	20
603.0914	9	14	20
603.1014	10	14	20
603.1015	10	15	20
603.0920	10	20	20
603.1030	10	30	20
603.1030	10	30	20

608. Hypalonslang

Art.nr	id	yd
608.0406	4	6
608.0507	5	7
608.1521	15	21
608.3040	30	40

602



602. Amerikansk latexslang i tummått av högsta kvalitet

Art.nr	id tum	id mm	yd tum	yd mm	vägg tum	vägg mm	meter/fp
602.0404	1/8"	3,17	1/4"	6,35	1/16"	1,59	15,24
602.0503	5/32"	3,97	1/4"	6,35	3/64"	1,19	15,24
602.1012	5/16"	7,94	11/16"	17,46	3/16"	4,76	15,24
602.1208	3/8"	9,52	5/8"	15,87	1/8"	3,17	15,24
602.1606	1/2"	12,7	11/16"	17,46	3/32"	2,38	15,24
602.1612	1/2"	12,7	7/8"	22,22	3/16"	4,76	15,24
602.1616	1/2"	12,7	1"	25,4	1/4"	6,35	15,24
602.2416	3/4"	19,05	3/2"	38,1	1/4"	6,35	7,68

• Mått i mm •

140

Order order@noaxlab.se