

966



966. Mätcyllinder av borsilikat hög modell med inbränd gradering, klass A

Art.nr.	Volym	Höjd	Grad.
966.0010	10	145	1/10
966.0025	25	190	1/2
966.0050	50	205	1/2
966.0100	100	260	1/1
966.0250	250	333	2/1
966.0500	500	380	5/1
966.1000	1000	460	10/1
966.2000	2000	520	20/1

948



948. Mätcyllinder av borsilikat hög modell med inbränd gradering, klass B enl. DIN 12685

Art.nr.	Volym	Höjd	Grad.
948.0010	10	145	1/10
948.0025	25	190	1/2
948.0050	50	205	1/2
948.0100	100	260	1/1
948.0250	250	333	2/1
948.0500	500	380	5/1
948.1000	1000	460	10/1
948.2000	2000	520	20/1

489



489. Högtransparent mätcyllinder av PMP klass A

Art.nr.	Volym	Indeln	Höjd	Diam	Förp
489.0010	10	1/5	140	16	2
489.0025	25	1/2	169	21	2
489.0050	50	1/1	199	28	2
489.0100	100	1/1	260	34	2
489.0250	250	2/1	315	47	2
489.0500	500	5/1	350	61	1
489.1000	1000	10/1	415	76	1
489.2000	2000	20/1	482	97	1

Certifikat medföljer

949



949. Mätcyllinder av borsilikat låg modell med inbränd gradering, klass B enl. DIN 12685

Art.nr.	Volym	Höjd	Grad.	± ml
949.0005	5	80	1/10	0,1
949.0010	10	100	1/1	0,2
949.0025	25	115	1/1	0,5
949.0050	50	145	2/1	1,0
949.0100	100	160	2/1	1,0
949.0250	250	185	5/1	2,0
949.0500	500	250	10/1	5,0
949.1000	1000	290	20/1	10,0
949.2000	2000	325	50/1	20,0

• Mått i mm • Volym i ml

48

Order order@noaxlab.se

Beställ varuprov
kostnadsfritt!
– storlek 100 ml

Du vinner mycket
på att köpa hela
förpackningar!

Fabriksförpackade
varor öppnas först
hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk för felaktiga leveranser
- mindre risk för skadade varor