

965. Blandningscylinder av borsilikatglas med NSpropp och brun inbränd gradering, klass A

Art.nr.	Volym	Höjd	Grad.	Förp
965.0010	10	167	1/10	20
965.0025	25	215	1/2	20
965.0050	50	220	1/2	20
965.0100	100	290	1/1	10
965.0250	250	365	2/1	10
965.0500	500	390	5/1	10
965.1000	1000	485	10/1	10

965



424. Mätkolv av PP, med NS-propp, kalibreringen likvärdig med klass B enl. DIN 12664

Art.nr.	Volym	Höjd	NS-B	Förp
424.050	50	150	10	6
424.100	100	180	14	6
424.250	250	235	19	5
424.500	500	270	19	4
424.1000	1000	310	24	3

424



947. Mätkolv av borsilikat utan slipning, med blå inbränd gradering, klass A enl. DIN 12664

Art.nr.	Volym	Tolerans + ml	Förp
947.0005	5	0,025	10
947.0010	10	0,025	10
947.0020	20	0,04	10
947.0025	25	0,04	10
947.0050	50	0,06	10
947.0100	100	0,10	10
947.0250	250	0,15	10
947.0500	500	0,25	10
947.1000	1000	0,40	10
947.2000	2000	0,60	1

947



Beställ varuprov
kostnadsfritt!
– storlek 100 ml

Du vinner mycket
på att köpa hela
förpackningar!

Fabriksförpackade
varor öppnas först
hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk för felaktiga leveranser
- mindre risk för skadade varor

51

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65