

951. Mätpipett, graderad till spetsen med nollpunkt upptill, färgkod, blå inbränd gradering, klass AS, toleranser angivna på pipetterna.

Art.nr	Volym	Indeln.	Tolerans
951.001.1	0,1	1/1000	0,006
951.001.2	0,1	1/100	0,006
951.002.1	0,2	1/1000	0,006
951.002.2	0,2	1/500	0,006
951.002.3	0,2	1/100	0,006
951.005.1	0,5	1/200	0,010
951.005.2	0,5	1/100	0,010
951.01.1	1	1/100	0,012
951.01.2	1	1/10	0,012
951.02.1	2	1/100	0,020
951.02.2	2	1/50	0,020
951.02.3	2	1/10	0,020
951.05.1	5	1/20	0,060
951.05.2	5	1/10	0,060
951.10.1	10	1/20	0,10
951.10.2	10	1/10	0,10
951.20	20	1/10	0,20
951.25	25	1/10	0,20
951.50.1	50	1/10	0,40
951.50.2	50	1/5	0,40



953. Vollpipett klass AS, snabbtömning, färgkod, ringmärke, toleranser och tömningstider angivna på pipetterna, blå inbränd färg

Art.nr	Volym
953.0005	0,5
953.001	1
953.0015	1,5
953.002	2
953.0025	2,5
953.003	3
953.004	4
953.005	5
953.006	6
953.007	7
953.0075	7,5
953.008	8
953.009	9
953.010	10
953.015	15
953.020	20
953.025	25
953.030	30
953.040	40
953.050	50
953.100	100
953.200	200

478. Stativfot

Art.nr	Storlek	Vikt
478.180	180 x 100	1 kg
478.210	210 x 130	1,5 kg
478.250	250 x 160	2

478. Stativstav

Art.nr	Längd
478.500	500
478.600	600
478.750	750
478.1000	1000

961. Titrerapparat

Art.nr	Volym	Indeln.
961.010.1	10	1/50
961.010.2	10	1/20
961.025.1	25	1/20
961.025.2	25	1/10
961.050	50	1/10
961.100	100	1/5



Titrerapparat enl. Pellet av Duranglas, automatisk nollställningspunkt, inbränd syrafast blå färg, Schellbach-rand med återloppskran, klart eller brunfärgat glas.