


457. Påse av polyeten "MINIGRIP" med blyt- läsförslutning

Art.nr.	Tjocklek	Mått B x H	Antal/förp.
457.1102	0,05	55 x 65	100
457.1104	0,05	60 x 80	100
457.1106	0,05	60 x 250	100
457.1108	0,05	70 x 100	100
457.1109	0,05	70 x 150	100
457.1112	0,05	80 x 120	100
457.1114	0,05	90 x 190	100
457.1115	0,05	100 x 100	100
457.1116	0,05	100 x 150	100
457.1120	0,05	120 x 180	100
457.1125	0,05	150 x 250	100
457.1128	0,05	150 x 250	100
457.1129	0,05	150 x 300	100
457.1132	0,05	160 x 120	100
457.1134	0,05	170 x 230	100
457.1136	0,05	175 x 250	100
457.1140	0,05	175 x 300	100
457.1143	0,05	200 x 250	100
457.1144	0,05	200 x 300	100
457.1148	0,05	200 x 350	100
457.1152	0,05	230 x 320	100
457.1156	0,05	250 x 350	100
457.1158	0,05	275 x 450	100
457.1159	0,05	300 x 400	100

Art.nr	Tjocklek	Mått	Antal/förp
<i>med skrivfält</i>			
457.1161	0,05	60 x 80	100
457.1160	0,05	70 x 100	100
457.1163	0,05	70 x 150	100
457.1165	0,05	80 x 120	100
457.1162	0,05	80 x 180	100
457.1164	0,05	100 x 150	100
457.1168	0,05	120 x 180	100
457.1172	0,05	150 x 200	100
457.1176	0,05	150 x 250	100
457.1175	0,05	170 x 230	100
457.1177	0,05	170 x 300	100
457.1174	0,05	200 x 300	100
457.1178	0,05	230 x 320	100
457.1180	0,09	100 x 150	100
457.1184	0,09	150 x 200	100
457.1188	0,09	150 x 250	100

• Mått i mm • Volym i ml

457



463.30

Påsförslutare av plast,
ej återförslutningsbar,
längd 30 cm

Sterila påsar finns under kapitlet Sterilt

Alla storlekar har en transport- förpackning på 1000 st

Ett nytt sortiment av plastpåsar i materialet **BORSTAR**, en LLD-polyeten, är under utveckling och beräknas finnas för leverans under våren 2006.

BORSTAR är en ny polymeneteknologi som ger varaktigt bättre mekaniska egenskaper.

BORSTAR har utmärkta förseglings egenskaper, vilket ger starkare svetsfogar.

Med **BORSTAR** kan man antingen minska filmtjockleken med 20-25% eller öka belastningen med 20-25%.

Det nya sortimentet kommer att presenteras på vår hemsida under våren 2006.