



635

B

635. Norprene A-60-F

Art.nr	mm		tum		meter/fp
	id	yd	id	yd	
635.016048	1,60	4,80	1/16.	3/16.	15
635.032064	3,20	6,40	1/8.	1/4.	15
635.048080	4,80	8,00	3/16.	5/16.	15
635.064096	6,40	9,60	1/4.	3/8.	15
635.064127	6,40	12,70	1/4.	1/2.	15
635.080111	8,00	11,10	5/16.	7/16.	15
635.095159	9,50	15,90	3/8.	5/8.	15
635.127190	12,70	19,00	1/2.	3/4.	15
635.159222	15,90	22,20	5/8.	7/8.	15
635.190254	19,00	25,40	3/4.	1.	15

- Klarar alla vanliga desinfektions- och rengöringsmedel
- Kan autoklaveras flera gånger
- Uppfyller kraven från FDA, 3-A och NSF

Temperaturområde: -60° C till +135°C.

Shore: 61

Färg: Beige



660

B

660. Norprene® A-60-F.I.B, armerad

Art.nr	mm		tum		meter/fp
	id	yd	id	yd	
660.064128	6.4	12.8	1/4	1/2	15
660.095159	9.5	15.9	3/8	1/8	15
660.127191	12.7	19.1	1/2	1/8	15
660.159223	15.9	22.3	5/8	1/8	15
660.190269	19	26.9	3/4	5/32	15
660.254349	25.4	34.9	1	3/16	15

- Klarar alla vanliga desinfektions- och rengöringsmedel
- Kan autoklaveras flera gånger
- Uppfyller kraven från FDA, 3-A och NSF

Temperaturområde: -60° C till +135°C.

Shore: 61

Färg: Creme