



163. Pipet Top -

Manuell pipettfyllare

Pipet top tillåter enkel pipettering med plast och glaspipetter

- Passar 0.1 to 100 ml pipetter
- Kompakt modell
- Integrerad hydrofobiskt filter förhindrar vätska att tränga in i instrumentet
- Låg vikt
- Filter och pipethållare är autoklaverbara
- Ergonomisk design gör att den passar bra i handen.



160. Genius / Simplex

| Modell | Volym | Inställning | Gänga |
|----------------|-------------------|-------------|-------|
| Genius/Simplex | 0.10 - 2.00 ml | 0.05 ml | GL 32 |
| Genius/Simplex | 0.50 - 5.00 ml | 0.10 ml | GL 32 |
| Genius/Simplex | 1.00 - 10.00 ml | 0.20 ml | GL 32 |
| Genius/Simplex | 2.50 - 25.00 ml | 0.50 ml | GL 45 |
| Genius/Simplex | 5.00 - 50.00 ml | 1.00 ml | GL 45 |
| Genius/Simplex | 10.00 - 100.00 ml | 2.00 ml | GL 45 |

Adapter till alla GL 28, S 40, GL 45

Modell **GENIUS** erbjuder utöver **SIMPLEX** ett patenterat ventilsystem för snabb ventilering av enheten utan att förlora reagens och en reagensspecifik återkalibreringsfunktion. Båda modellerna är certifierade.

779.0301 Swiftpet

- Pipettuppsugare

- Passar 1ml till 100ml pipetter av glas eller plast
- Ergonomiskt handgrepp.
- Hög uppsugningshastighet – 25 ml på 4 sekunder
- Känslig ventil ger nogrannhet vid arbete med lågvolum pipetter
- Sladdlös användning i 8 timmar
- Lågt batteri indikator
- Skyddad av filter och säkerhetsventil



Tekniska specifikationer

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Vikt | 215 gram |
| Drifttid | 8 timmar vid full laddning |
| Laddningstid | 11-14 timmar för full laddning |
| Autoklaverbara delar | Noskona, pipett hållare, filter |
| Filter | Hydrofobiskt PTFE 0,2µm |
| Pipett typer | Glas eller plast 1-100ml |