

763/764 Discovery
760/761 Multimate+
-Multikanalspipetter

Art.nr.	Modell	Färgmärkning	Volym (µl)	N (%)	P (%)	Spetsstorlek
763.0010	DV8-10	RÖD	Min 1	± 8.0	± 6.0	10 µl
764.0010	DV12-10		5	± 4.0	± 2.0	
760.0010	ME10		Max 10	± 2.0	± 1.2	
761.0010	MT10					
763.0050	DV8-50	GUL	Min 5	± 4.0	± 2.5	200 µl
764.0050	DV12-50		25	± 3.0	± 1.2	
760.0050	ME50		Max 50	± 1.6	± 0.6	
761.0050	MT50					
763.0200	DV8-200	GUL	Min 20	± 3.0	± 1.5	200 µl
764.0200	DV12-200		100	± 1.5	± 0.8	
760.0200	ME200		Max 200	± 1.0	± 0.6	
761.0200	MT200					
763.0300	DV8-300	GRÖN	Min 50	± 1.6	± 1.5	300 µl
764.0300	DV12-300		150	± 1.2	± 1.0	
760.0300	ME300		Max 300	± 1.0	± 0.6	
761.0300	MT300					

Modellserien DISCOVERY (DV) är helt autoklaverbar medan delar av MULTIMATE+ (ME, MT) kan autoklaveras

- Lågt pipetteringsmotstånd
- UV resistent
- Enkelt kalibreringssystem
- 3-års garanti

Se komplett tabell med pipettspetsar på nästa uppslag!