

**Provkärl**

Användbar till olika sorters burkar pga anpassningsbar vinkel (upp till 90°)

- \* Tre storlekar
- \* PP

**Provkärlshållare**

Håller sig horisontell i alla lägen. Utformad för antispill. Passar för provtagning där det är djupt och trångt. (130 mm i diam)

- \* Tre storlekar
- \* PP

**Flaskhållare**

För flaskor upptill 95 mm i dia. Plast, glas eller metall flaskor kan säkert fyllas på. Anpassningsbar vinkel på upp-till 90°

- \* Med univeralt universalt bälte som är lätt att fästa.
- \* PP/ Aluminium

**Bägare i rostfritt stål**

Med vassa kanter, Volym 1000 ml. Idealisk för puder, partiklar, massor och slam

- \* Steriliseringsbar
- \* Gjord av rostfritt stål 304

Art.nr	Bild	Benämning	Volym
594.0500B	2	Provkärl	500
594.1000B	2	Provkärl	1000
594.2000B	2	Provkärl	2000
594.0500A	3	Provkärlshållare	600
594.1000A	3	Provkärlshållare	1000
594.2000A	3	Provkärlshållare	2000
594.9000C	4	Flaskhållare	750
594.9000D	5	Bägare, rostfritt stål	1000

**594. TeleScoop**

Art.nr	Längd i cm
594.300	100 till 300



• Mätt i mm • Volym i ml