





578.80 Provrörställ, PMMA med skumgummi grepp för 80 rör 75x12 mm



465. Provrörställ av PEH

Art.nr	Rördiam.	Antal rör	Yttermått
465.132	11	13	55x200
465.130	16	10	55x200
465.131	18	9	55x200
465.135	20	8	55x200
465.136	24	7	55x200
465.133			fotplatta till fyra ställ
465.134			fotplatta till två ställ



429. Provrör av PP, Autoklaverbar

Art.nr	Volym	Mått
429.007	7	100 x 12
429.016	16	101 x 17
429.031	31	93 x 24
429.048	48	104 x 30
429.070	70	99,5 x 35
429.110	110	119 x 40

883. Provrör med skruvförslutning och skruvlock med teflonpackning.

Art.nr	Längd x Y.D
883.10013	100 x 13
883.10016	100 x 16
883.12516	125 x 16
883.15016	150 x 16
883.15020	150 x 20
883.20025	200 x 25



885. Provrör av borosilikatglas Duran, kraftiga, med NS-hylsa och med skrivfält

Art.nr	Mått	NS-hylsa
885.14.100	14 x 100	10
885.17.100	17 x 100	12
885.18.100	18 x 100	14
885.23.100	23 x 100	19
885.23.150	23 x 150	19
885.29.150	29 x 150	24
885.29.200	29 x 200	24