

111



### 111. Nedsänkingsbar provtagare, PP

Art.nr	Längd i cm	Diam i mm
111.050	50	22
111.100	100	22
100.200	200	22

Gjord i PP för snabba och enkla stickprover av vätskor. Provtagaren är genomskinlig och det är lätt att se innehållet.

112



### 112. Engångs hävert, PE

Art.nr	Volym	Längd i cm	Provdjup cm	Röres diam i mm
112.075	75	50	35	22
112.175	175	75	60	22
112.275	275	100	85	22

Engångs hävertarna är specialgjorda för ändamålet. Provtagaren är genomskinlig och det är lätt att se innehållet.

### 113. Vattenprovtagare, PTFE

Art.nr	Volym	Längd	Outside diam
113.0350	350	400	46
113.0700	700	760	46
113.1050	1050	1070	46

Samlar grundvattenprover från brunnar, gropar och liknande ställen. Enkel att rengöra tackvare rundade kanter och gängor.

