



Provtagning

Provtagare, Engångshävert, Vattenprovtagare, Skopor, minisamplers, spadar, Provtagningskedar, Provkärl, Provkärlshållare, Flaskhållare, Bägare, TeleScoop, Skålar i rostfritt stål





111. Nedsänkingsbar provtagare, PP

Art.nr	Längd i cm	Diam i mm
111.050	50	22
111.100	100	22
100.200	200	22

Gjord i PP för snabba och enkla stickprover av vätskor. Provtagaren är genomskinlig och det är lätt att se innehållet.

112. Engångs hävert, PE

Art.nr	Volym	Längd i cm	Provdjup cm	Röres diam i mm
112.075	75	50	35	22
112.175	175	75	60	22
112.275	275	100	85	22

Engångs hävertarna är specialgjorda för ändamålet. Provtagaren är genomskinlig och det är lätt att se innehållet.

113. Vattenprovtagare, PTFE

Art.nr	Volym	Längd	Outside diam
113.0350	350	400	46
113.0700	700	760	46
113.1050	1050	1070	46

Samlar grundvattenprover från brunnar, gropar och liknande ställen. Enkel att rengöra tack vare rundade kanter och gängor.



114

**Minisampler PE**

Innehåller:
 Vakumpump,
 10 st flaskor av PE,
 10 meter PE-slang, dim 6 x 8
 mm, Inkl slangkapare,
 1 st slangvikt av stål, kval.
 304,
 20 st förseglingsetiketter.

114. MiniSampler, PE

Art.nr	Benämning	Volym/ längd
114.000	Minisamlerväska PE	
114.0100	Burk PE	100 ml
114.0250	Burk PE	250 ml
114.0500	Burk PE	500 ml
114.1000	Burk PE	1000 ml
114.90608	Slang, PE 6 x 8mm	100 m
114.9100	Förseglingsetikett	24 st
114.9101		
114.9102	Vakumpump m adapter PE	
114.9104	Slangkapare	
114.9106	Adapter till Alu-flaskan	
114.9108	Adapter till GL 45	

115

**115. MiniSampler, PTFE**

Art.nr	Benämning	Volym/ längd
115.000	Minisamlerväska, PTFE	
115.090	Burk, PFA	90 ml
115.180	Burk, PFA	180 ml
115.90608	Slang, PTFE 6 x 8	5 m
114.9101	Vakumpump utan adapter	
115.9102	Adapter till PFA burkar	
114.9104	Slangkapare	
114.9108	Adapter till GL 45	

Minisampler PTFE

Innehåller:
 Vakumpump,
 1 st flaska av PFA,
 5 meter PTFE-slang,
 dim 6 x 8 mm, Inkl slangkapare,
 1 st slangvikt av stål, kval. 304,
 20 st förseglingsetiketter.

116

**116. Skopa, PTFE**

Art.nr	Volym	Diam	Höjd
116.0010	10	25	34
116.0100	100	55	65
116.0250	250	70	95
116.0500	500	80	125
116.1000	1000	105	155



117

1



117

2



117

A

B

C



118



118. Provtagnings skedar, rotfritt stål

Art.nr	Längd
118.150	150
118.180	180
118.210	210
118.300	300
118.400	400

117. Spadar, PP

Art.nr	Bild	Benämning	L X W	Längd	Vikt
117.02	1	Hand scoop	32 x 25	53	530
117.04	1	Hand scoop	35 x 26	59	830
117.06	2	Filing scoop	15 x 11	25	100
117.08	2	Filing scoop	19 x 14	31	185
117.10	2	Filing scoop	23 x 17	36	300
117.12	3	2-part scoop	32 x 25	97	1120
117.14	4	2-part scoop	41 x 33	116	1640
117.16	4	2-part scoop	25 x 35	112	1050
117.18	5	1-part scoop	26 x 28	111	1515
117.20	5	1-part scoop	41 x 35	110	1850



117

3

4

5

Användningsområden

A - Industri - Grön - Är antistatisk

B - Livsmedel - Vit - Är godkänd enl. FDA & EU 90/128. Autoklaverbar

C - Hygien - Violett - Har ett anti mikrob additiv som effektivt förhindra filvård av mikroorganismer



531

531. Provupptagare för svåråtkomliga provmedia såsom olja i cistern. Fast stäng av propen

Art.nr	Längd	Vikt i gr	Volym
531.0250	100	120	250
531.0500	100	180	500
531.1000	100	220	1000
531.4000	100	600	4000

**Provkärl**

Användbar till olika sorters burkar pga anpassningsbar vinkel (upp till 90°)

- * Tre storlekar
- * PP

Provkärlshållare

Håller sig horisontell i alla lägen. Utformad för antispill. Passar för provtagning där det är djupt och trångt. (130 mm i diam)

- * Tre storlekar
- * PP

Flaskhållare

För flaskor upptill 95 mm i dia. Plast, glas eller metall flaskor kan säkert fyllas på. Anpassningsbar vinkel på upp-till 90°

- * Med univeralt universalt bälte som är lätt att fästa.
- * PP/ Aluminium

Bägare i rostfritt stål


Med vassa kanter, Volym 1000 ml. Idealisk för puder, partiklar, massor och slam

- * Steriliseringsbar
- * Gjord av rostfritt stål 304

Art.nr	Bild	Benämning	Volym
594.0500B	2	Provkärl	500
594.1000B	2	Provkärl	1000
594.2000B	2	Provkärl	2000
594.0500A	3	Provkärlshållare	600
594.1000A	3	Provkärlshållare	1000
594.2000A	3	Provkärlshållare	2000
594.9000C	4	Flaskhållare	750
594.9000D	5	Bägare, rostfritt stål	1000

**594. TeleScoop**

Art.nr	Längd i cm
594.300	100 till 300



119


119. Skål i rostfritt stål, 304

Art.nr	Volym L	Diam
119.2	2,0	50
119.4	4,0	75
119.8	8,0	105
119.11	11,0	120
119.14	14,0	150

120


120. Skopor i rostfritt stål, 304

Art.nr	Volym ml	Diameter
120.0120	120	50
120.0450	450	75
120.1000	1000	105
120.1500	1500	120
120.2000	2000	150

129


129. PharmaScoop, 316

Art.nr	Volym ml	Diam.	Längd
129.0010	10	24	44
129.0040	40	38	70
129.0100	100	50	100
129.0750	750	95	215
129.1100	1100	110	235
129.1200	1200	125	195
129.1700	1700	135	230
129.2500	2500	185	215

PharmaScoop är tillverkad i rostfritt stål, kvalitet 316 och möter FDA kraven för farmaseptiska provtagare. Vilket innebär att denna uppfyller kraven för GMP både vad avser produktion och provtagning.