



- Idealisk för direktkontakt med blod
 - Böjlig och elastisk, med beprövade egenskaper för peristaltisk pumpning
 - Fullständigt deklarerad enligt ISO 10993 och FDA:s riktlinjer för biokompatibilitet
 - Klarar kraven för USP Class VI
- Temp.område: -48° C till +74°C.
Shore: 66
Färg: Klar

614. Tygon, S-50-HL, medicinsk kvalitet

Art.nr	mm id	yd id	tum id	yd	Vägg	meter/fp
614.008024	0.80	2.40	1/32.	3/32.	1/32.	15
614.016032	1.60	3.20	1/16.	1/8.	1/32.	15
614.016048	1.60	4.80	1/16.	3/16.	1/16.	15
614.024040	2.40	4.00	3/32.	5/32.	1/32.	15
614.024056	2.40	5.60	3/32.	7/32.	1/16.	15
614.032048	3.20	4.80	1/8.	3/16.	1/32.	15
614.032064	3.20	6.40	1/8.	1/4.	1/16.	15
614.040056	4.00	5.60	5/32.	7/32.	1/32.	15
614.040720	4.00	7.20	5/32.	9/32.	1/16.	15
614.048064	4.80	6.40	3/16.	1/4.	1/32.	15
614.048080	4.80	8.00	3/16.	5/16.	1/16.	15
614.064080	6.40	8.00	1/4.	5/16.	1/32.	15
614.080111	8.00	11.10	5/16.	7/16.	1/16.	15
614.095127	9.50	12.70	3/8.	1/2.	1/16.	15
614.127159	12.70	15.90	1/2.	5/8.	1/16.	15
614.127190	12.70	19.00	1/2.	3/4.	1/8.	15
614.159206	15.90	20.60	5/8.	13/16.	3/32.	15
614.190254	19.00	25.40	3/4.	1.	1/8.	15
614.254318	25.40	31.80	1.	1 1/4.	1/8.	15

- Peroxidhärdad silikon
- Biologiskt neutralt
- FDA/BGA

Mycket goda mekaniska egenskaper, hög rivhållfasthet, klarar oxidationsmedel, inkl ozon, utspädda baser och syror samt oljor med låga halter av aromatiska föreningar.

Temperaturområde: -50° C till +200°C.

Shore : 60

Färg : Genomskinlig

605. Silikon, standardkvalitet, livsmedelsgodkänd FDA och BGA godkänd

Art.nr	id	yd	meter/fp
605.005025	0.5	2.5	25
605.0103	1	3	25
605.01503	1.5	3	25
605.0203	2	3	25
605.0204	2	4	25
605.03038	3	3.8	25
605.0305	3	5	25
605.0306	3	6	25
605.0307	3	7	25
605.0406	4	6	25
605.0407	4	7	25
605.0410	4	10	25
605.0508	5	8	25
605.0609	6	9	25
605.0610	6	10	25
605.0612	6	12	25
605.0710	7	10	25
605.0812	8	12	25
605.0816	8	16	25
605.0913	9	13	25
605.1015	10	15	25
605.1018	10	18	25
605.12172	12	17.2	25
605.1521	15	21	25
605.1824	18	24	25
605.2027	20	27	25
605.2535	25	35	25
605.3040	30	40	25
605.4050	40	50	25
605.5056	50	56	25

• Mått i mm •