

**643. Skarvrör, PE, delbara**

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
643.434	4-6	1,6	20
643.435	6-8	2,7	20
643.436	8-10	3,6	20
643.535	10-12	5,5	20
643.536	12-14	7,3	20
643.537	14-16	8,8	20

643

**644. T-rör, PP**

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
644.459	4	1,6	20
644.460	6	2,8	20
644.461	8	4,4	20
644.462	10	6,3	20
644.463	12	8,2	20
644.520	14	10,0	20
644.521	16	12,1	20

644

**645. Trevägsrör, PP**

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
645.527	4-6	1,5	20
645.528	6-8	2,7	20
645.529	8-10	4,7	20
645.530	10-12	5,5	20
645.531	12-14	7,6	20
645.532	14-16	9,6	20

645

**646. Skarvör, PP**

Art.nr.	För slang	Hål	Antal/fp
646.510	4	2,0	20
646.511	6	3,5	20
646.512	8	4,5	20
646.513	10	6,5	20
646.514	12	8,5	20
646.515	16	10,5	20
646.04	4		20
646.07	7		20
646.10	10		20

646



Beställ varuprov  
kostnadsfritt!  
– storlek 100 ml

Du vinner mycket på att  
köpa hela förpackningar!

Fabriksförpackade varor  
öppnas först hos kunden:

- lättare att kontrollera
- minskad risk  
för felaktiga  
leveranser
- mindre risk för skadade  
varor