

119


**119. Skål i rostfritt stål, 304**

Art.nr	Volym L	Diam
119.2	2,0	50
119.4	4,0	75
119.8	8,0	105
119.11	11,0	120
119.14	14,0	150

120


**120. Skopor i rostfritt stål, 304**

Art.nr	Volym ml	Diameter
120.0120	120	50
120.0450	450	75
120.1000	1000	105
120.1500	1500	120
120.2000	2000	150

129


**129. PharmaScoop, 316**

Art.nr	Volym ml	Diam.	Längd
129.0010	10	24	44
129.0040	40	38	70
129.0100	100	50	100
129.0750	750	95	215
129.1100	1100	110	235
129.1200	1200	125	195
129.1700	1700	135	230
129.2500	2500	185	215

PharmaScoop är tillverkad i rostfritt stål, kvalitet 316 och möter FDA kraven för farmaceutiska provtagare. Vilket innebär att denna uppfyller kraven för GMP både vad avser produktion och provtagning.