

956-955-597



### 956. Stativplattor och stativstavar av stål med gänga M10 och diam 12 mm

#### Platta

Art.nr	Storlek	Vikt
478.180	180 x 100	1 kg
478.210	210 x 130	1,5
478.250	250 x 160	2

#### Stav

Art.nr	Längd
478.500	500
478.600	600
478.750	750
478.1000	1000

565



### 565. Snabbfiltertratt av propen

Art.nr	Öd	Höjd	Piplängd	Pipdiam
565.163	65	195	145	8
565.164	80	205	150	9
565.165	100	220	150	9

### 912. Snabbfiltertratt av borosilikatglas

Art.nr	Öd	Pipläng	Pipdiam	Förp
912.060	60	150	9	6
912.075	75	150	9	6
912.100	100	150	9	6

400.268



400.269



### 400. Tratthållare av PP för trattar med diameter 50–120 mm och stänger med diameter 8–14mm.

Art.nr	
400.140	enkel
400.268	enkel
400.296	dubbel
400.970	enkel öppen

68

Order order@noaxlab.se

• Mått i mm • Volym i ml