



484

484. Förvaringsflaska av PFA, en teflonvariant med hög kemikalieresistens. Tål temperaturer mellan -200 och +260° C

Art.nr	Volym	Hals	Höjd	Diam
484.0050	50	18	90	37
484.0100	100	18	114	45
484.0250	250	25	157	61
484.0500	500	25	189	76
484.1000	1000	32	233	96



485

485. Förvaringsflaska av PFA, en teflonvariant med hög kemikalieresistens. Tål temperaturer mellan -200 och +260° C

Art.nr	Volym	Hals	Höjd	Diam
485.0050	50	25	86	37
485.0100	100	32	120	45
485.0250	250	40	150	61
485.0500	500	45	179	76
458.1000	1000	56	217	96

517.

Teflonspray, ger en skyddande non-sticky yta, ersätter smörjmedel. 300 g

Art.nr. 517.300



517

521



521

521. Flaska av CTFE, en teflonvariant med hög kemikalieresistens och som tål temperaturer mellan -100 och +150° C

Art.nr	Volym	Diam	Höjd
521.0100	100	53	100
521.0250	250	70	132
521.0500	500	85	165
521.1000	1000	105	202