

691



691. Teflontejp

0,1 mm tjock, 12 m per rulle

Art.nr. 691.12

516



516. Tunna teflonmanschetter

0,07mm, för NS-proppar av glas, onödiggör smörjmedel och ger extra tätning

Art.nr	NS
516.07	7
516.10	10
516.12	12
516.14	14
516.19	19
516.26	24
516.29	29
516.34	34
516.45	45
516.50	50
516.60	60

846. Gastvättflaska, PFA

Art.nr	Volym	Diam	Höjd	Antal/fp
846.0250	250	61	160	1
846.0500	500	76	190	1
846.1000	1000	96	240	1



846

Filterhuvudet är av PTFE med en porocitet på ca 50 µm. Slangnipplarna för slang med id 4 mm.

504



504. Omrörarmagnet, PTFE, trekantstav

Art.nr	Sida	Längd	Antal/fp
504.12	6	12	10
504.25	7	25	10
504.34	8	34	10
504.50	10	50	10

• Mått i mm • Volym i ml